

Il bendaggio per ernie cicatriziali sostiene la zona del ventre in caso di lassità connettivale. Le stecche di supporto nella parte della schiena aumentano il confort e impediscono che il bendaggio si arrotoli. La pelote serve a riposizionare l'ernia nella porta erniaria, per questo motivo è stata rinforzata con l'inserimento di un compressore in plastica, che si potrà posizionare a piacere lungo tutto il bendaggio grazie ad un nastro munito di gancetti.

Istruzioni per l'uso:

Applicate la pelote sul bendaggio con applicatore a velcro e riposizionate lo sulla porta erniaria. Avvolgete il bendaggio attorno al corpo e chiudetelo.

Indicazioni: Laparocele, insufficienza cicatriziale, lassità/paralisi della muscolatura addominale.

Controindicazioni: Disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata.

Composizione dei materiali:


55 % poliestere, 35 % poliammide, 10 % elastane

Nota importante:

Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all'utilizzo di un solo paziente.

Nel caso in cui venga prescritto l'utilizzo durante la notte, evitare la compromissione della circolazione sanguigna. In caso di intorpidimento allentare la fasciatura e se necessario rimuoverla. Se il disturbo permane consultare il medico.

Größen / Sizes / Tailles / Tamaños / Misure



Größe/Size 1

Größe/Size 2

Größe/Size 3

Umfang Taille/
Circumference of waist/
Tour de taille/
Circunferencia de la cintura/
Circonferenza della vita

60 – 95 cm

95 – 125 cm

125 – 150 cm

Höhe / Height / Hauteur / Altura / Spessore 13 cm, 21 cm oder / or / ou / ó/o 26 cm

Pflegehinweise / Care instructions / Entretien / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione



Die Bandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

Hand-wash the support in lukewarm water using a mild detergent. Do not use fabric softeners. Close the Velcro closure to avoid damaging other items being washed. Shape by hand and allow dry in the open air. Avoid heat.

Laver le bandage à la main, à l'eau tiède avec un détergent doux. Ne pas utiliser d'assouplissant. Rabattre les fermetures Velcro pour éviter d'abîmer les autres vêtements à laver. Mettre en forme et laisser sécher à l'air. Éviter la chaleur.

Lavar el vendaje a mano en agua tibia y con un detergente fino y suave. No utilizar ningún suavizante. Cerrar el adhesivo de bardana para evitar daños en otras prendas de la colada. Estirarlo y secarlo al aire. Evitar el calor.

Lavare la fasciatura a mano con acqua tiepida e detersivo per capi delicati. Non utilizzare ammorbidente. Chiudere il dispositivo di tenuta in Velcro per evitare di danneggiare altri capi. Ridare la forma e far asciugare all'aria aperta. Non esporre a fonti di calore.

Narbenbruch-Bandage



Scar Rupture Support | Bandage pour hernie de cicatrices | Vendaje para hernia de cicatrices | Bendaggio per ernie cicatriziali (laprocele)

Stand: Oktober 2018

D104050-D-10/18

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Narbenbruch-Bandage



Scar Rupture Support | Bandage pour hernie de cicatrices | Vendaje para hernia de cicatrices | Bendaggio per ernie cicatriziali (laprocele)

Med
Mitten im
gesunden
Leben



- ⊕ Abgerundete Silikonpelotte
- ⊕ Abnehmbarer Pelottenbezug
- ⊕ Weicher Frottee-Stoff



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Art.-No. 104 050

DE

Die Narbenbruch-Bandage unterstützt bei Bindegewebeschwäche im Bauchbereich. Stützstäbe im Rückenbereich erhöhen den Tragekomfort und verhindern das Einrollen. Die Pelotte dient der Reposition (dem Zurückdrücken) des Bruches. Dazu ist die Pelotte mit einem eingelegten Kunststoffkern verstärkt und kann dank des Hakenbandes auf der gesamten Bandage frei positioniert werden.

Gebrauchsanleitung:

Pelotte auf der Bandage ankleben und auf der Bruchpfoste platzieren. Bandage um den Körper legen und verschließen.

Indikationen:

Narbenbruch, Narbeninsuffizienz, Bauchmuskelschwäche/-lähmung.

Kontraindikationen:

Lymphabflusstörungen einschließlich unklare Weichteilschwellungen, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Materialzusammensetzung:

55 % Polyester, 35 % Polyamid, 10 % Elasthan

Wichtiger Hinweis:

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Bandage lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen.

EN

The Scar Rupture Support provides support in case of abdominal tissue infirmity. Supporting splints in dorsal area enhance the wearing comfort and avoid curling-up. The pad serves for repositioning (pushing back) of the hernia. For this purpose the pad is reinforced by an inserted plastic core, and can be freely positioned on the entire support thanks to the hook strap.

Instructions for use:

Position pad onto the support by Velcro fixing and place onto the hernia port. Put support around the body and close it.

Indications:

Scar rupture, scar insufficiency, abdominal muscle infirmity/-paralysis.

Contraindications:

Lymphatic drainage disorders including unclear soft tissue swelling, sensory disturbances and circulatory disorders in the specific body region, skin diseases in the specific part of the body.

Composition:

55 % polyester, 35 % polyamide, 10 % spandex

Important Note:

No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only.

In case of doctor's order to wear support during night, avoid hindering blood circulation. In case of numbness loosen support and remove it if necessary. If complaints continue, please contact the doctor.

FR

Le bandage pour hernie de cicatrices assure un support en cas de faiblesse du tissu conjonctif dans la région du ventre. Les renforts dans le dos augmentent le confort et empêchent le bandage de s'enrouler. La pelote sert à repousser l'hernie. A cet effet, la pelote est renforcée d'un cœur inséré de matière plastique que vous pouvez placer selon vos besoins grâce à la bande pourvue de crochets.

Mode d'emploi :

Fixez la pelote sur le bandage et placez-la sur l'hernie. Passez le bandage autour du corps et fermez-le.

Indications :

Hernie cicatricielle, insuffisance cicatricielle, faiblesse/paralysie de la musculature abdominale.

Contre-indications :

Problèmes d'écoulement lymphatique, y compris tuméfactions des parties molles de diagnostic incertain à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle appareillée, maladies de peau affectant la partie du corps appareillée.

Composition des matières :

55 % polyester, 35 % polyamide, 10 % élasthane

Note importante :

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient. Si le médecin a prescrit de porter le bandage pendant la nuit, évitez de gêner la circulation du sang. En cas de sensation d'engourdissement, relâchez la bandage ou enlevez-le, si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de troubles persistants.

ES

El vendaje para hernia de cicatrices da soporte en la región del abdomen en caso de debilidad del tejido conjuntivo. Las varillas de soporte en la región de la espalda aumentan el confort y evitan que el vendaje se enrolle. El cojín sirve para la reposición de (para hacer retroceder) la hernia. Para eso, el cojín está reforzado por un núcleo de materia sintética insertado y, gracias a la venda de corchetes, puede ser posicionadolibremente en todo el vendaje.

Instrucciones de uso:

Fijar el cojín con la venda bardana en el vendaje y colocarle en la hernia. Poner el vendaje alrededor del cuerpo y cerrarlo.

Indicaciones:

Apertura de cicatriz, problemas de cicatrización, parálisis o enfermedad de los músculos abdominales.

Contraindicaciones:

Trastornos linfáticos e hinchazón de origen desconocido del tejido blando en zonas alejadas de la tratada, trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo concernida.

Composición:

55 % poliéster, 35 % poliamida, 10 % elastano

Nota importante:

Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente. Si el médico ordenó llevarlo durante la noche, evitar la reducción de la circulación sanguínea. En caso de sensación de entumecimiento aflojar el vendaje y quitarlo si fuera necesario. En caso de trastornos persistentes consulte al médico.