


# Ultraschall-Doppelkopf-Sonde Atlas

Zum Einführungspreis – sparen Sie jetzt 10 %

**AKTION BIS 31. DEZEMBER 2026**



# Ultraschall-Doppelkopf-Sonde Atlas – Neu bei PraxiMed®


ATLAS steht für moderne Ultraschalldiagnostik ohne Kompromisse: kabellos, kompakt und sofort einsatzbereit. Entwickelt für Notfallmedizin und flexible Anwendungen, liefert die Sonde hochauflösende Bilder in Echtzeit. Konfigurieren Sie Ihre ATLAS mit zwei unterschiedlichen Sondenköpfen, um Ihre Bedürfnisse abzudecken.

## Produktinformationen

- kabellos und mobil: arbeiten ohne Einschränkungen
- schnell startklar: einschalten, verbinden, untersuchen
- präzise Bildgebung: sichere Diagnosen in Sekunden
- effizient: Zeit- und Kostenersparnis in der Erstversorgung
- Smartphone-/Tablet-App (iOS/Android)
- Doppelkopf-System: zwei Schallköpfe in einem Gerät
- leicht und kompakt: ca. 250 g, 16 cm
- Akkulaufzeit: bis zu 3 Stunden, induktives Laden
- Bildmodi: B-Mode, Farbdoppler, PW-Doppler, M-Mode

## Einsatzbereiche

Dialyse | Sportmedizin | Rettung/Notfallmedizin | Phlebologie  
Orthopädie | Allgemeinmedizin | Veterinärmedizin | Physiotherapie  
**Die Leistungen sind über die Krankenversicherung abrechenbar.**



## Flexible Sondenvarianten

Dank verschiedener Doppelkopfoptionen deckt ATLAS ein breites diagnostisches Spektrum ab:

- Konvex 2-in-1: 3,2/5,0 MHz (Herz-Echo: 3,2/4,0 MHz)
- Mikrokonvex: 3,5/7,0 MHz
- Linear 25 mm: 10,0/12,0 MHz
- Linear 40 mm: 7,5/10,0 MHz
- Transvaginal: 6,5/8,0 MHz

### Sonderpreis

nur **3.591 € netto**  
4.273,29 € brutto

Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre Sonden-Konfiguration an.

### Optional

- Care & Service Zusatzpaket: Garantieverlängerung auf 24 oder 36 Monate
- Powerbank als Energie-Backup



EFFIZIENT.  
EINFACH.  
KABELLOS.



**PraxiMed® GRUPPE**  
Qualität. Vertrauen. Zukunft.

PraxiMed® Vertriebs GmbH  
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz  
Telefon 037754 3090

PraxiMed® Meditrade® GmbH  
Marktweg 3 · 01157 Dresden  
Telefon 0351 8474300

PraxiMed® Halle GmbH  
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)  
Telefon 0345 7748318

Biomedizinische Technik Rostock GmbH  
Trelleborger Straße 10c · 18107 Rostock  
Telefon 0381 7601451

projekt medizin GmbH  
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz  
Telefon 037754 149180

Sanitätshaus Dresden Prohlis GmbH  
Georg-Palitzsch-Straße 12 · 01239 Dresden  
Telefon 0351 2709898

Sanitätshaus Silberhöhe  
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)  
Telefon 0345 7748321

Gesundheitszentrum Zittau  
Bahnhofstraße 9 · 02763 Zittau  
Telefon 03583 7973200

[praximed.com](http://praximed.com)