


Delfin LymphScanner

Zum Sonderpreis – nur solange der Vorrat reicht

AKTION BIS 31. AUGUST 2026



Delfin LymphScanner

Der LymphScanner ist ein nicht-invasives Handgerät zur präzisen Bestimmung des Wassergehalts (PWC) im Gewebe, um Lymphödeme frühzeitig zu erkennen und Behandlungen zu verfolgen. Es wird hauptsächlich nach Krebsoperationen eingesetzt, um lokale Ödeme schnell zu messen, ist CE-zertifiziert sowie FDA-zugelassen. Das Gerät, bestehend aus Haupteinheit und leicht zu reinigender Messsonde, unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der klinischen Beurteilung von Hautödemen an jeder beliebigen Weichteilstelle des Körpers. Die Messergebnisse werden innerhalb von Sekunden nach Aufsetzen der Messsonde auf die Hautoberfläche angezeigt.

Die Messung des Wassergehalts (PWC) des Gewebes ist hilfreich für die Früherkennung von Lymphödemen und die Nachsorge von Lymphödem-Behandlungen. Da die PWC-Werte je nach Messstelle variieren, ermöglicht eine Messmethode mit schnellem Hautscan Lymphologen und Therapeuten die Erfassung der räumlichen Ausdehnung des Lymphödems.

Schnelle Untersuchung lokalisierter und regionaler Lymphödeme



- einziges wissenschaftlich getestetes Gerät zur Messung lokalisierter Lymphödeme
- hochsensible Messung von Lymphödemen im Frühstadium, die durch dermalen Rückfluss in der Haut entstehen
- schnelle Messungen an nahezu allen Hautstellen
- Verfolgung von Lymphödemherden zur Steuerung von Behandlungsmaßnahmen – dadurch Steigerung der Lebensqualität der Betroffenen und deutliche Verringerung der Folgekosten
- gelfreie Messung ohne Einwegmaterialien
- extrem praktische Ein-Knopf-Bedienung
- vollständig mobil dank Akku
- drahtlose PC-Verbindung zur Datenübertragung und -speicherung von Messungen

Sonderpreis

nur **1.199,00 €** netto
1.426,81 € brutto

Bestell-Nr. 719203



PraxiMed® GRUPPE
Qualität. Vertrauen. Zukunft.

PraxiMed® Vertriebs GmbH
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz
Telefon 037754 3090

PraxiMed® Meditrade® GmbH
Marktweg 3 · 01157 Dresden
Telefon 0351 8474300

PraxiMed® Halle GmbH
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748318

Biomedizinische Technik Rostock GmbH
Trelleborger Straße 10c · 18107 Rostock
Telefon 0381 7601451

projekt medizin GmbH
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz
Telefon 037754 149180

Sanitätshaus Dresden Prohlis GmbH
Georg-Palitzsch-Straße 12 · 01239 Dresden
Telefon 0351 2709898

Sanitätshaus Silberhöhe
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748321

Gesundheitszentrum Zittau
Bahnhofstraße 9 · 02763 Zittau
Telefon 03583 7973200

praximed.com