

# plasmaONE® Medical Set

Therapiegerät mit innovativer Kaltplasma Technologie

AKTION BIS 31. DEZEMBER 2026



# plasmaONE® Medical Set – Neu bei PraxiMed®

Der plasmaONE Behandlungsplatz nutzt kaltes atmosphärisches Plasma zur effektiven Behandlung von Haut- und Wundproblemen, fördert die Heilung und reduziert Infektionen. Kaltes Plasma ist ein ionisiertes Gas, das durch elektrische Entladung bei Raumtemperatur erzeugt wird. Dieses Gas besitzt einzigartige, therapeutische Eigenschaften: es wirkt antimikrobiell, regt den Zellstoffwechsel und die Durchblutung an, reguliert Entzündungen und stimuliert Regenerationsprozesse.

## Produktdetails

- kompakt, handlich, mobil und akkubetrieben
- einfache Anwendung ohne zusätzliche Verbrauchsmaterialien
- wirkt antimikrobiell und antiseptisch
- nachgewiesene, klinische Wirksamkeit
- inklusive leistungsstarkem Li-Ion Akku
- effektive Bekämpfung von Erregern jeder Art, inklusive multiresistenten Keimen
- keine bekannten Nebenwirkungen oder Schädigung des gesunden Gewebes
- schmerzfreie und schonende nicht invasive Behandlung
- **Lieferumfang:** Transportkoffer, plasmaONE®, Netzteil, Patientensonde, Konverter, 3 Instrumentensonden Medical mit Box (PS 12, PS 30, PS 34), Indikationsempfehlung, Abrechnungsleitfaden und Benutzerhandbuch



## Anwendungsgebiete

- Behandlung von Wunden mit gestörter oder verzögerter Heilung
- Behandlung von Hauterkrankungen
- durch multiresistente Keime bedingte Dysfunktionen
- Behandlung mikrobiell kontaminierter und infizierter Haut-, Schleimhaut-, Wund- und Tumoroberflächen
- chronische Wunden (z. B. diabetische Fußulcera)
- akute und chronische Hautinfektionen
- Ekzeme und Dermatitis
- postoperative Wundheilungsstörungen
- Akne und andere entzündliche Hauterkrankungen



### Angebotspreis

nur **7.490 €\*** netto  
8.913,10 € brutto

Bestell-Nr. 771930

\*Preis zzgl. 35,00 € Versandkosten.

Auch als spezielles Dental-Set, Medical-Gyn-Set, Veterinär-Set und Medical-Gyn-Allround-Set erhältlich – fragen Sie gern an!



**PraxiMed® GRUPPE**  
Qualität. Vertrauen. Zukunft.

PraxiMed® Vertriebs GmbH  
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz  
Telefon 037754 3090

PraxiMed® Meditrade® GmbH  
Marktweg 3 · 01157 Dresden  
Telefon 0351 8474300

PraxiMed® Halle GmbH  
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)  
Telefon 0345 7748318

Biomedizinische Technik Rostock GmbH  
Trelleborger Straße 10c · 18107 Rostock  
Telefon 0381 7601451

projekt medizin GmbH  
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz  
Telefon 037754 149180

Sanitätshaus Dresden Prohlis GmbH  
Georg-Palitzsch-Straße 12 · 01239 Dresden  
Telefon 0351 2709898

Sanitätshaus Silberhöhe  
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)  
Telefon 0345 7748321

Gesundheitszentrum Zittau  
Bahnhofstraße 9 · 02763 Zittau  
Telefon 03583 7973200

**praximed.com**