

# Schmitz arco-matic®

Zum einmaligen Sonderpreis

**AKTION BIS 31. JULI 2026**



# Schmitz arco-matic® Gynäkologie Untersuchungs- und Behandlungsstuhl

Der gynäkologische Untersuchungs- und Behandlungsstuhl arco-matic® von Schmitz medical kombiniert durchdachte Ergonomie mit modernen technischen Funktionen und erstklassigem Design.

## Produktinformationen


- Modell arco-matic® 200 M – mit manuellen Fußstützen
- Modell arco-matic® 300 M – mit elektromotorischen Fußstützen
- Polsterbreite bis 680 mm im Rückenbereich
- Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silber
- niedrige Aufstiegshöhe von nur 550 mm
- waagerechte Sitzposition auch in tiefster Stellung
- tiefer Gynausschnitt von 155 mm
- 4 frei wählbare Memory-Positionen
- Steuerung über Fuß- und Handbedienung
- Sitz-, Rücken- und Kopfteilpolster ergonomisch geformt
- Anschlusskabel 3 m mit Netzstecker
- Nettogewicht: ca. 100 kg
- sichere Arbeitslast 250 kg
- Sichthöhe verstellbar von 55 bis 100 cm
- Gestelllackierung RAL 9006 weißaluminium
- Kunstlederbezug individuell konfigurierbar, siehe Farbkarte

## Farbkarte

### Kunstleder comfort



### Kunstleder classic



Bitte beachten Sie, dass drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich sind.

### Aktionspreise

nur <b>5.456 € netto</b> 6.492,64 € brutto	nur <b>6.343 € netto</b> 7.548,17 € brutto
---	---

arco-matic® 200M  
ohne Fußstützen

arco-matic® 200M  
mit Fußstützen

### Aktionspreise

nur <b>6.255 € netto</b> 7.443,45 € brutto	nur <b>7.142 € netto</b> 8.498,98 € brutto
---	---

arco-matic® 300M  
ohne Fußstützen

arco-matic® 300M  
mit Fußstützen

Optional verschiedenes Zubehör möglich – fragen Sie an.  
Wir erstellen Ihnen dazu gern ein Angebot!  
Preise exkl. Frachtkosten, Einbringung/Montage und Einweisung!



PraxiMed® Vertriebs GmbH  
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz  
Telefon 037754 3090

PraxiMed® Meditrade® GmbH  
Marktweg 3 · 01157 Dresden  
Telefon 0351 8474300

PraxiMed® Halle GmbH  
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)  
Telefon 0345 7748318

Biomedizinische Technik Rostock GmbH  
Trelleborger Straße 10c · 18107 Rostock  
Telefon 0381 7601451

projekt medizin GmbH  
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz  
Telefon 037754 149180

Sanitätshaus Dresden Prohlis GmbH  
Georg-Palitzsch-Straße 12 · 01239 Dresden  
Telefon 0351 2709898

Sanitätshaus Silberhöhe  
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)  
Telefon 0345 7748321

Gesundheitszentrum Zittau  
Bahnhofstraße 9 · 02763 Zittau  
Telefon 03583 7973200

[praximed.com](http://praximed.com)