

Aktion

Gültig vom 1. März bis
15. Juni 2026

PHYSIOImpulse

Stühle von KUSCH+CO

Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Wählen Sie aus verschiedenen Materialien und attraktiven Farben aus.
Gern lassen wir Ihnen die entsprechenden Kataloge zukommen.

Tel. 037754 30966 | physiotherapie@praximed.com



Hola hohe Funktionalität auf form-schöne Art – in hygienischer Ausführung, mit und ohne Armlehnen sowie als Sitzbank erhältlich



Arn gesund und bequem im Komfort – auf Metallfüßen, gepolstert oder ungepolstert, mit und ohne Armlehnen erhältlich



Smile außergewöhnliches Sitzgefühl und zeitgemäßes Design – als Schichtholzstuhl oder gepolstert, mit und ohne Armlehnen erhältlich

PHYSIOIMPACT-Expert

Stoßwellentherapie

- Behandlung mit mechanischen Druckimpulsen
- Betriebsarten: kontinuierlich, dynamisch
- Druckmodulation und Frequenzmodulation

Features

- Bedienung über hochauflösenden 12,1" Farbtouchbildschirm
- Kompaktes Design – kleines handliches Gerät mit Koffer für das Handstück
- Besonders geeignet für den mobilen Einsatz, z. B. Hausbesuche
- Impulszähler jeweils für Handstück und Modul
- Frequenz 1–22 Hz
- Benutzerorientierte Diagnosen
- Anatomische 3D-Anwendungsbilder
- Windows CE Betriebssystem mit PC-Schnittstelle
- Leichte und sichere Installation des Revisions Kit 4 verschiedene Applikatoren
- B × H × T: 340 × 230 × 320 mm, Gerät 11 kg, Koffer mit Handstück 2 kg
- Standardzubehör: Handstück, 4 Applikatoraufsätze, 250 ml Schallgel, Reinigungskit, Netzkabel, Koffer für Handstück
- Optionaler Wagen: H × B × T: 1100 × 430 × 450 mm

Applikator XXLP, 36 mm

bei Zellulite, schlaffer Haut, Dehnungsstreifen, für Lymphdrainage mit hoher Frequenz und bei niedrigem Druckniveau

Applikator LM, 20 mm

bei tiefen Hautverletzungen, Zellulite, für das Training großer Muskelgruppen

Applikator MM, 14 mm

für Schmerztherapie, Triggerpunkttherapie, große Kalkeinlagerungen, für das Training mittelgroßer Muskeln

Applikator SM, 12 mm

bei Kalkeinlagerungen, Schmerztherapie, Triggerpunkttherapie, für das Training mittelgroßer Muskeln



Abbildung zeigt Gerät mit optionalem Wagen

PHYSIOIMPACT-Expert

5% Rabatt

Listenpreis 9.980,00 € netto

AKTIONSPREIS

nur **9.481,00 € netto**
11.282,39 € brutto

Bestell-Nr. 723450

PHYSIOMED®
TECHNOLOGY FOR THERAPY



Applikatoren SM, MM, LM, XXLP (von links nach rechts)

Wagen, optional

5% Rabatt

Listenpreis 1.033,20 € netto

AKTIONSPREIS

nur **981,54 € netto**
1.168,03 € brutto

Bestell-Nr. 723451

Das PraxiMed® Schulungsangebot

Ob Hygiene in der Praxis, Notfalltraining oder das Auffrischen im Bereich Elektro-/Ultraschalltherapie, die PraxiMed® Gruppe bietet Vorträge und Workshops in eigenen Räumlichkeiten, vor Ort in Ihrer Praxis oder zu Praxistagen an. Aktuelle Veranstaltungen finden Sie auf praximed.com/schulungen.

Wir möchten unser Schulungsangebot noch mehr auf Ihre Anforderungen abstimmen. Welche Schulungsthemen interessieren Sie? Teilen Sie uns bitte Ihre Vorschläge und Wünsche unter Telefon 037754 30966 mit oder senden Sie diese per Mail an physiotherapie@praximed.com.



motion cycle 100 med

Das motion cycle 100 med ist ein robustes und medizinisch zertifiziertes Ergometer, welches eine einfache Bedienung mitbringt und die grundlegenden Funktionen eines medizinischen Trainingsgerätes beinhaltet. Es ist nach Medizinrichtlinie 93/42 EWG, Klasse IIa hergestellt und mit codiertem Polar-Pulsempfänger, drei Trainingsprogrammen, Hintergrundbeleuchtung und RS232-Schnittstelle ausgestattet. Das enthaltene Quickstartprogramm ist drehzahlabhängig, das Zeittraining ist wattkonstant und damit drehzahlunabhängig.

Die Netzunabhängigkeit vermeidet lästige Stolperfallen und spart Strom. Das Gerät verfügt immer über einen Chipkartenleser, so dass Trainingsprogramme ohne PC auf Kundenkarten gespeichert werden können und so schnell und korrekt wieder aufrufbar sind. Das besonders kleine Gehäuse lässt ausreichend Freiraum für einfaches Auf- und Absteigen.

Leistungsbereich: 25–300 Watt
max. Nutzergewicht: 130 kg
Maße: ca. 117 × 65 × 145 cm, 58 kg

- netzunabhängig
- übersichtliches Display mit Werteanzeige
- tiefer Durchstieg

5% Rabatt

Listenpreis 2.500,00 € netto

AKTIONSPREIS

nur **2.375,00 € netto**
2.826,25 € brutto

Bestell-Nr. 561022

emotion
FITNESS



Ganzheitliche Planung und Beratung

- Raum- und Funktionsplanung (Behandlungsräume, Trainingsflächen, Empfang, Wartebereich)
- Geräteauswahl passend zum Therapiespektrum
- Berücksichtigung von Normen und Vorschriften, etwa zu Hygiene, Arbeitssicherheit und MPBetreibV
- Neueinrichtung, Umzug oder Praxiserweiterung – von der Planung bis zur Umsetzung steht Ihnen die PraxiMed® Gruppe als verlässlicher Partner zur Seite

gymna.PRO-D4 iControl

- Liegefläche 206 × 67 cm
- Höhenverstellung über iControl:
Rundumschaltung ca. 47-97 cm
(3 programmierbare Speicherplätze)
- Hubkapazität max. 200 kg
- Gestell weiß RAL 9016
- mit integriertem Schlüsselschalter
- mit kurzem, 3-tlg. Kopfteil
- inkl. Gesichtsöffnung „Ergomax“
(beidseitig einsetzbar für kleinere und größere Patienten)
- „Ein-Klick“-Armstützen
(werden gleichzeitig gesenkt,
verschiedene Höhen, behindern den
Therapeuten nicht wenn ungenutzt)

Paketpreis inkl. Radsatz -
weitere Optionen auf Anfrage.

Carob	Ecru
Nougat	Rosé
Graphite	Hazelnut
Cobalt	Sage
Ocean	Stone
Burgundy	Slate

gymna[®]



8% Rabatt

Listenpreis 3.600,00 € netto

AKTIONSPREIS

nur **3.312,00 € netto**
3.941,28 € brutto

Bestell-Nr. 225110 + 225112


PraxiMed[®] GRUPPE
Qualität. Vertrauen. Zukunft.

PraxiMed[®] Vertriebs GmbH
Grünhainer Str. 2, 08297 Zwönitz
Telefon 037754 3090

PraxiMed[®] Meditrade[®] GmbH
Marktweg 3, 01157 Dresden
Telefon 0351 8474300

PraxiMed[®] Halle GmbH
Wilhelm-von-Klewiz-Str. 11
06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748318

Biomedizinische Technik
Rostock GmbH
Trelleborger Str. 10c, 18107 Rostock
Telefon 0381 7601451

projekt medizin GmbH
Grünhainer Str. 2, 08297 Zwönitz
Telefon 037754 149180

Sanitätshaus Dresden
Prohlis GmbH
Georg-Palitzsch-Str. 12, 01239 Dresden
Telefon 0351 2709898

Sanitätshaus Silberhöhe
Wilhelm-von-Klewiz-Str. 11
06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748321

Gesundheitszentrum Zittau
Bahnhofstr. 9, 02763 Zittau
Telefon 03583 7973200

Impressum

HERAUSGEBER:
PraxiMed[®] Vertriebs GmbH
GF Nadine Flegel-Wolf, Jens Klemm,
Enrico Hesse

Grünhainer Straße 2 | 08297 Zwönitz
USt.-Id.Nr.: DE141033852
Amtsgerichtes Chemnitz HRB 3684

REDAKTIONSSCHLUSS: 18.02.2026

Angebot freibleibend. Irrtümer und
Fehler vorbehalten. Preise, wenn nicht
anders am Produkt beschrieben, exkl.
Frachtkosten, Einbringung/Montage und
Einweisung. Aktion gültig bis 15.06.2026.

praximed.com

Service-Angebote der PraxiMed[®] Gruppe

- Montage und Inbetriebnahme
- Einweisung nach MPBetreibV, Erstellung der Medizinproduktebücher
- Sicherheits- und Messtechnische Kontrollen nach gesetzlichen Vorgaben
- Wartung und Funktionsprüfungen von Therapiegeräten und Liegen
- Reparaturservice und Leihgeräte
- Dokumentation aller Prüfungen für Behörden
- Hygiene- und Arbeitsschutzkonzepte, Trinkwasserbeprobung
- Erstellung oder Aktualisierung von Hygieneplänen
- Lieferung aller Einrichtungs- und Medizintechnikkomponenten
- Lieferung von Verbrauchsmaterial
- Individuelle Schulungen
- Logistikkonzepte