

Angebote für Herbst und Winter

Top-Angebote

Rund ums Behandlungszimmer
Gesund durch die Erkältungszeit
Investitionsgüter
Seite 2–13

Digitale Arztpraxis

Wissenswertes
Geräte für Ihren Praxisalltag
Seite 6–7

Schulungstermine

Seite 14

Gewinnspiel

Seite 14

Serviceangebote

Seite 15

Behandlungszimmer



- ① Schmitz-Set
- ② picbox Kanülenspender
- ③ Blutentnahmestuhl
- ④ boso BS-90 Standard Gr. M
- ⑤ Wandspender plus ELS für 500 ml
- ⑥ Infusionsständer Edelstahl 5-Fuß
- ⑦ Kanülensammler Medibox

Bestell-Nr. 020006
Bestell-Nr. 048044
Bestell-Nr. 020010
Bestell-Nr. 036022
Bestell-Nr. 005457
Bestell-Nr. 255884
Bestell-Nr. 005203



TOP-ANGEBOTE FÜR SIE!

Die Abbildungen der Aktionsartikel sind KI-generiert. Sie können in Form, Maßen und Proportionen von den Originalartikeln abweichen.

Zu den Aktionsartikeln einschließlich Aktionspreisen und Beschreibungen gelangen Sie über nebenstehenden QR-Code oder <https://urlr.me/nYeBbF>



Behandlungszimmer

Drehhocker

- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz - pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz
- gebremste Doppelrollen für glatte Böden
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung
- Sitz kunstlederbezogen, Abmessung Sitzrunde Ø 350 mm, Polsterstärke 60 mm
- sichere Arbeitslast 135 kg
- Höhenverstellung von 500 - 690 mm

Sie sparen 12%

nur **242,88 €** netto
289,03 € brutto

Polster classic
Bestell-Nr. 296355

nur **256,96 €** netto
305,78 € brutto

Polster comfort
Bestell-Nr. 298990

medi-net Vielzwecktisch

- fahrbarer Gerätewagen mit 4 Doppelrollen Ø 75 mm
- B/H/T 580 × 750 × 450 mm
- Gestell und Bügelgriff sind pulverbeschichtet
- Ausführung Gestell/Bügelgriff: bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte RAL-Farbe an!

Sie sparen 12%

nur **270,16 €** netto
321,49 € brutto

Bestell-Nr. 020017



Sparen Sie nochmals bei
Kauf des kompletten Sets!

Untersuchungsliege varimed

- 2-teilige Untersuchungsliege mit verstellbarem Kopfteil
- Abmessungen: L×B×H 1950 × 650 × 680 mm
- Arbeitslast: 225 kg
- Liegenpolster: 50 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet - bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte RAL-Farbe an!

Sie sparen 12%

nur **425,04 €** netto
505,80 € brutto

Polster classic
Bestell-Nr. 298862

nur **469,92 €** netto
559,20 € brutto

Polster comfort
Bestell-Nr. 298846

Schmitz-Set

Sie sparen 15%

nur **906,10 €** netto
1.078,26 € brutto

Polster classic
Bestell-Nr. 020006

nur **963,05 €** netto
1.146,03 € brutto

Polster comfort
Bestell-Nr. 020005

Farbkarte

Kunstleder comfort

goldgelb 86	goldorange 106	karminrot 92	himbeerrot 103
eisblau 108	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107
agavengrün 109	milchkaffee 102	sandbeige 101	steingrau 96
schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57

Bitte beachten Sie, dass drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich sind.

Blutentnahmestuhl

- stabiler Untersuchungsstuhl mit gepolsterten Armlehnen
- H x B x T: 865 x 645 x 455 mm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet - bitte bei Bestellung gewünschte RAL-Farbe angeben!



Sie sparen 12%

nur **449,68 € netto**
535,12 € brutto

Polster classic
Bestell-Nr. 020080

nur **470,80 € netto**
560,25 € brutto

Polster comfort
Bestell-Nr. 298980

picbox Kanülenspender

- Kanülenspender mit 5 kleinen Schütten
- Maße (B x T x H): 600 x 135 x 165 mm
- zur Wandmontage



Sie sparen 12%

nur **88,88 € netto**
105,77 € brutto

Bestell-Nr. 048044

Auch in anderen Ausführungen
lieferbar – fragen Sie gerne an!
Lieferung ohne Füllung.

boso BS-90 Standard Gr. M

- große, leicht ablesbare Skala mit Ø 60 mm und fest integriertes Stethoskop
- mit Zugbügel Klettenmanschette für Oberarmumfang 22–32 cm
- inkl. großem Reißverschluss-Etui
- Farbe: blau



Sie sparen 15%

nur **45,99 € netto**
54,73 € brutto

Bestell-Nr. 036022

Wandspender plus ELS für 500 ml

- mit Kunststoffpumpe, langem Armhebel (sichtbare Hebellänge 17 cm)
- mit flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung
- inklusive zwei austauschbarer Clips (Desinfektion/ Waschlotion)



Sie sparen 10%

nur **51,18 € netto**
60,90 € brutto

Bestell-Nr. 005457

Infusionsspender Edelstahl

- 5-Fuß-Stativ mit stabilem Kunststoffkreuz Ø 60 cm, Gewicht 3,3 kg
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastbarkeit pro Aufhängehaken bis max. 2 kg
- stufenlos höhenverstellbar
Höhe max. 210 cm, Höhe min. 120 cm
- geräuscharme Doppellaufrollen
Ø 5 cm 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatische Rolle



Sie sparen 12%

nur **77,18 € netto**
91,84 € brutto

Bestell-Nr. 255884

Kanülensammler Medibox

- Medibox® 4,7 Liter (auch in anderen Ausführungen lieferbar – fragen Sie gern an)
- Füllvolumen max. 3,9 Liter
- Farbe gelb/weiß
- reduziert die Gefahr von Nadelstichverletzungen
- erfüllt die Anforderungen an Abfallbehälter gemäß TRBA 250



Sie sparen 10%

nur **2,75 € netto**
3,27 € brutto

Bestell-Nr. 005203

Digitale Arztpraxis

Fördermöglichkeiten


Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine moderne Arztpraxis. Verschiedene Fördermöglichkeiten sollen helfen, Investitionen wirtschaftlich umzusetzen und den digitalen Wandel zu gestalten. Wer sich frühzeitig mit Förderprogrammen auseinandersetzt und gut plant, kann finanzielle Vorteile nutzen und die Praxis effektiv modernisieren. So können z. B. Investi-

tionskosten reduziert und das Praxispersonal entlastet werden. Förderfähig können unter anderem Investitionen in Praxisverwaltungssoftware, Server, Computer und mobile Endgeräte, Netzwerk- und WLAN-Infrastruktur, Cloud-Lösungen, Telemedizinische Systeme, digitale Bildung und Schulungen der Mitarbeiter sein.

Fördermöglichkeiten bestehen häufig über:

- Bundesprogramme
- Landesförderprogramme
- Regionale Wirtschaftsförderungen
- Förderbanken
- Programme zur Digitalisierung des Mittelstands
- Innovationsförderungen im Gesundheitswesen

Je nach Bundesland unterscheiden sich Förderhöhe, Förderquote und Antragsvoraussetzungen.



Cardio M Pad 10 – Ihr zuverlässiges EKG-System

Die Anforderungen an moderne EKG-Systeme gehen heute weit über eine reine Aufzeichnung hinaus. Mobilität, intuitive Bedienung und digitale Arbeitsabläufe gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das CARDIO M-PAD 10 verbindet diese Anforderungen mit einer zuverlässigen 12-Kanal-EKG-Diagnostik und ermöglicht eine flexible Nutzung überall dort, wo Patienten versorgt werden.

- großer 10,1 Zoll Farb-Touchscreen, 1280 × 800 Pixel
- tragbar, kompakt und dank des geringen Gewichts jederzeit mobil einsetzbar
- unterstützt automatische Schrittmachererkennung und -markierung
- unterstützt Auto-, RR-Analyse, HRV, Medizin-Test, EKG-Ereignis-Modus
- Basis mit eingebautem Thermodrucker
- Exportieren von Patientendaten auf USB-Flash-Disk über einen USB-Anschluss
- **inkl. Zubehör:** EKG-Kabel, Elektroden, Akku, Netzteil, USB-Stick
- großer Thermodrucker als Docking-Station mit 1× Papier inklusive!



Sie sparen 12%

nur **1.759,12 €** netto
2.093,35 € brutto

Bestell-Nr. 852194

Smart 7 Zwillings-Fetalmonitor

- 8" TFT-LCD-Farbbildschirm
- hohe Genauigkeit dank 12 Sensoren
- Zwillingsmessung möglich (weitere US-Sonde notwendig)
- Thermodrucker
- Ausdruck mit Ergebnissen der CTG-Analyse
- Akkulaufzeit von mehr als 3 Stunden

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1x US-Sonde (wasserfest)
- 1x Toco-Sonde (wasserfest)
- 1x Event Marker (3m)
- 1x Sondenhalterung (3 Sonden)
- 1x Z-Papier 150mm x 90mm-150P
- 1x Li-Ion Batterie (2200 mAh)
- 2x CTG Gurt (grau)
- 1x Netzteil



Sie sparen 12%

nur **1.583,12 € netto**
1.883,91 € brutto

Bestell-Nr. 852199

Smart 9 Drillings-Fetalmonitor mit Mutterüberwachung

- 13,3" TFT-LCD-Farbdisplay mit einstellbarem Blickwinkel
- Maternale Parameter (NIBP, EKG, SpO2, Atmung, Temperatur)
- Drillingsmessung möglich (weitere US-Sonde notwendig!)
- eingebauter Thermodrucker und Netzwerkdrucker möglich
- Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden

Im Lieferumfang enthalten sind:


- 2x US-Sonde (wasserfest)
- 1x Toco-Sonde (wasserfest)
- 1x Event Marker (3 m)
- 1x Sondenhalterung (3 Sonden)
- 1x Z-Papier 150 mm x 90 mm-150P
- 1x Li-Ion Batterie (4400 mAh)
- 3x CTG Gurt (grau)
- 1x Netzteil
- 1x Mutterfunktionsset (EKG, SpO2, Temp, NIBP Zubehör)



Sie sparen 12%

nur **3.959,12 € netto**
4.711,35 € brutto


Bestell-Nr. 302733



Investitionsgüter

uMEC100 Patienten Monitor

- Patientenmonitor mit 10,4 Touchscreen
- 3- oder 5-Kanal-EKG
- SpO2 mit Erwachsenen-Sensor
- NIBP-Schnellmesstechnik
- Temperaturüberwachung
- **inkl. Zubehör:** EKG-Kabel (Bestell-Nr. 560021), SpO2-Fingerclip (Bestell-Nr. 560025) und Blutdruckmanschette Erwachsene (Bestell-Nr. 560026)



Sonderpreis

nur **1.699,00 € netto**
2.021,81 € brutto

Bestell-Nr. 302730

Wir führen auch weitere Artikel von Mindray im Sortiment – fragen Sie gern an!

Melatherm 20 Paket Medical

- doppelte Kapazität gegenüber dem Vorgänger MELAtherm® 10
- AquaBoost Technologie für eine verbesserte Reinigungsleistung
- innovatives 3-Arm-Spülsystem
- großes Smart-Touch-Display für eine sichere und fehlerfreie Bedienung
- geeignet für Standard- und Hohlkörperinstrumente
- praxisoptimierte Aufbereitungskammer
- passiveDry mit automatischer Türöffnung und Dampfkondensation – **auch activeDry mit Innen- und Außentrocknung erhältlich** – fragen Sie an!



Sie sparen 12 %

nur **12.417,13 € netto**
14.776,38 € brutto

Bestell-Nr. 302732

Aktionsangebot für Medizinische Praxis


- 1 Stück MELAtherm 20
- 1 Stück Unterkorb
- 1 Stück Injektorschienenmodul
- 2 Stück Flexkorb 4
- 1 Stück Oberkorb
- 2 Stück Flexkorb 3
- optional: Metherm Starter Set C – **fragen Sie an!**

Weitere Pakete z.B. für die Ophthalmologie, HNO, Gynäkologie, MKG möglich – fragen Sie gern an!

SET MAC 3 Ruhe EKG

Entwickelt für eine schnelle, intuitive EKG-Erfassung in einem kompakten, tragbaren Design, das überall eingesetzt werden kann. Der EKG-Schreiber liefert genaue, konsistente Ergebnisse, die durch eine patentierte Vermessung und Interpretation unterstützt werden.

- intuitive Touchscreen Benutzeroberfläche
- Durchführung von EKGs in hoher Qualität innerhalb weniger Minuten
- leicht zu reinigende Oberfläche
- mehrsprachige Bedienung
- integrierter Drucker
- Vermessung und 12SL Interpretation bereits enthalten
- digitale Anbindung möglich



Sie sparen 15%

nur **1.630,73 € netto**
1.940,57 € brutto

Bestell-Nr. 302736

Das Set enthält: Netzteil, Patientenleitung IEC mit Clips, Papier 80 mm breit, 100 Stück Klebeelektroden Ruhe-EKG mit Gel

Tonoport VI Model

TONOPORT VI ist ein kleines und transportables Messgerät zur Langzeit-Blutdruckmessung. Die innovative Aufwärtsmessung halbiert die Messdauer und die Belastung des Patienten. Der Rekorder kann per Software programmiert und über das große Display bedient werden. Um perfekte Untersuchungsergebnisse zu garantieren stehen verschiedene Manschettengrößen mit Bügelverschluss zur Verfügung.

- ergonomisches Design, klein und leicht
- großes, gut lesbares Display
- Betrieb mit nur zwei NiMH-Akkus oder Alkaline-Batterien
- USB-Anschluss zum PC mit GDT-Schnittstelle zur Praxis-EDV



Sie sparen 20%

nur **1.545,30 € netto**
1.838,91 € brutto

Bestell-Nr. 003612

Operations- und Untersuchungsleuchte LED 150 FP

- Beleuchtungsstärke: 130.000 Lux
- Farbtemperatur: 4.500 Kelvin
- Leuchtfelddurchmesser: 17-24 cm
- Leuchtenkörperdurchmesser: 40cm
- Anzahl der LEDs: 26
- abnehmbarer und sterilisierbarer Griff für optimales Handling und perfekte Positionierung
- Optionen: Wandmodell inkl. Wandbefestigung bzw. Stativmodell auf 4-Fuß-Stativ – **fragen Sie an!**



Sie sparen 12%

nur **3.446,96 € netto**
4.101,88 € brutto

Bestell-Nr. 304203

Investitionsgüter

Neu bei PraxiMed® – der neue medi-matic Eingriffsstuhl

- neuer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl für ambulante OP-Zentren
- breites Anwendungsspektrum: geeignet für die Gynäkologie, Urologie, Proktologie, Dermatologie, Chirurgie und Orthopädie
- dank der Mobilität flexibel in unterschiedlichen Räumlichkeiten einsetzbar
- durch die Kombination mit einer einsteckbaren Beinplatte bequeme, durchgehende Liegefläche, dadurch beste Voraussetzungen für ein breites Spektrum ambulanter Eingriffe
- die vielfältigen Verstellmöglichkeiten ermöglichen den Einsatz für Standarduntersuchungen ebenso wie für operative Eingriffe

Fragen Sie an – Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot!



Der Eingriffsstuhl für den ambulanten chirurgischen Bereich. Für Eingriffe in Praxis, Ambulanz und OP-Raum.

Versana Premier™

Ein System, auf das man sich verlassen kann: Versana Premier™ liefert schnell und zuverlässig hochwertige Bilder und eignet sich für ein breites Untersuchungsspektrum – Patient für Patient, Tag für Tag. Ganz gleich, ob niedergelassener Arzt, MVZ oder Krankenhaus: Versana Premier™ ist das multidisziplinäre Flaggschiff der Versana Familie.

- 23,8 Zoll Bildschirmgröße
- 4 Sondenanschlüsse
- 600 × 970 mm Stellfläche
- geringer Stromverbrauch
- herausragende Bildqualität
- geräuscharm
- umfangreiche Softwareoptionen
- sehr großes SONDENSPEKTRUM
- verstellbarer Monitor
- 15,6 Zoll Multi-Gesten Touchpanel
- höhenverstellbare Konsole
- schwenkbare Bedieneinheit
- optional: Akku, vielseitige Ablagen, ausziehbare Tastatur

Fragen Sie an – Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot!



Gesund durch die Erkältungszeit

METRA Soft Inject Injektionspflaster

- 250 Pflaster je 2 × 4 cm, Farbe weiß
- hautfreundlich und zuverlässig klebend
- abgerundete Ecken, luft- und wasserdampfdurchlässig

SSB

nur **19,12 € netto**
22,75 € brutto

Bestell-Nr. 761094



Ecoject Einmalspritzen

- 100 Stück, 2 ml, 2-teilig
- präzise ablesbare Skala
- auch in 5, 10, 20 ml lieferbar

Sonderpreis ab 3 VE

nur **2,95 € netto**
3,51 € brutto

Bestell-Nr. 377035



Neoject Kanülen

- 100 NEOJECT® Kanülen braun
- Länge × Ø: 23 × 0,4
- Gauge × Länge: 26 G × 7/8"
- in allen Größen lieferbar
– fragen Sie an!

Sonderpreis ab 3 VE

nur **1,95 € netto**
2,32 € brutto

Bestell-Nr. 377040



Beurer digitales Fieberthermometer

- quecksilberfrei, großes Display, 3-stellige Anzeige
- Signalton bei Messende, Abschaltautomatik
- Farbe: weiß, Maße: 13 × 2 × 1,7 cm
- Messgenauigkeit: +/- 0,1°C im Temperaturbereich von 35,5 °C bis 42 °C
- Batterien: LR41 1,55V

Sonderpreis

nur **2,12 € netto**
2,52 € brutto

Bestell-Nr. 030054



DOMETRA Nitril light Handschuhe

- 100 Stück Einmal-Untersuchungshandschuhe im Spenderkarton
- Nitril, puderfrei, unsteril
- texturierte Fingerspitzen

Sonderpreis

nur **8,12 € netto**
9,66 € brutto

Gr. S Bestell-Nr. 761106
Gr. M Bestell-Nr. 761107
Gr. L Bestell-Nr. 761108



Atemschutzmaske FFP2

- 20 Stück (einzeln eingeschlagt)
- mit Ohrschlaufen
- Farbe weiß nach EN 149:2001 + A1:2009
- 5-lagig, weiße Außenseite, ohne Ventil

Sonderpreis

nur **4,20 € netto**
5,00 € brutto

Sonderpreis ab 3 VE

nur **4,05 € netto**
4,82 € brutto

Bestell-Nr. 258723



Gesund durch die Erkältungszeit

Suavel Protec OP-Maske

- 50 Stück blau
- unsteril
- mit elastischen Ohrschlaufen
- 3-lagig, fusselfrei, latexfrei



Sonderpreis

nur **2,30 €** netto
2,74 € brutto

Sonderpreis ab 3 VE

nur **2,15 €** netto
2,56 € brutto

Bestell-Nr. 259021

Cleartest Influenza – Typ A und B

- Immunochromatographischer Test für den Nachweis von Influenza A und B
- 10 Tests
- Untersuchungsmaterial Nasenabstrich
- Testauswertung nach ca. 10 Minuten
- auch in VE 5 und 25 lieferbar



Sonderpreis

nur **29,10 €** netto
34,63 € brutto

Bestell-Nr. 206888

Cleartest Kombitest

- 10 Tests zur schnellen Diagnose und Differenzierung der Virusarten Adeno, RSV und Influenza A+B
- Lagerung bei 2–30 °C
- Auswertung nach 15 Minuten



Sonderpreis

nur **57,50 €** netto
68,43 € brutto

Bestell-Nr. 304457

Cleartest Corona Antigen Schnelltest

- für medizinisches Fachpersonal
- Lagerung bei 2–30 °C
- Auswertung nach 15 Minuten
- Genauigkeit: 99,0%



Sonderpreis

nur **20,60 €** netto
24,51 € brutto

Bestell-Nr. 002138

Beesana Schutzkittel

- 10 Stück, blau, Vlies, 115 × 150 cm, 40 g/m²
- DIN 14126
- 3-lagig - hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten und Keimen



Sonderpreis

nur **9,05 €** netto
10,77 € brutto

Sonderpreis ab 5 VE

nur **8,70 €** netto
10,35 € brutto

Bestell-Nr. 302734

Aseptoman med Händedesinfektion

- 500 ml
- schnell und umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und unbehüllte Viren
- gute Hautverträglichkeit
- parfümfrei



Sonderpreis

nur **2,99 €** netto
3,56 € brutto

Bestell-Nr. 490214

Wir haben in unserem Sortiment auch komplette Verband- und Behandlungswagen – fragen Sie gern an!

Schulungen

Praxistag

20.11.2026 Meerane
22.01.2027 Rostock
12.03.2027 Leipzig
23.04.2027 Berlin

Hygienetag

11.11.2026 Dresden
02.06.2027 Chemnitz

Thementag

16.09.2026 Leipzig
EBM & GOÄ Abrechnungsgrundlagen
25.09.2026 Zwönitz
Gesundes Arbeiten
Work-Life-Balance
30.09.2026 Leipzig
Gut vorbereitet in die Arbeitsschutz-
begehung und Praxis-QM
28.10.2026 Leipzig
Balance & Power – Frauengesund-
heit, mentale Stärke und Yoga
17.02.2027 Halle
Wunde
24.02.2027 Stollberg/Erz.
Spritzenschein

Sachkundelehrgang

24.09.–26.09.2026 Leipzig
05.11.–07.11.2026 Zwönitz
10.12.–12.12.2026 Dresden

Refresher-Kurs zur Sachkunde

07.10.2026 Dresden
25.11.2026 Leipzig

MEHR WISSEN!



Ansprechpartner:

Frau Zimmermann, Tel. 037754 30962, event@praximed.com
Alle unsere Schulungs- und Weiterbildungsstermine finden
Sie unter praximed.com/schulungen



Machen Sie mit und sichern Sie sich die Chance auf einen kuscheligen Gewinn!

Im gesamten Aktionsheft haben wir kleine Blätter versteckt.

Ihre Aufgabe: Zählen Sie alle Blätter und senden Sie uns die
Gesamtzahl per E-Mail an gewinnspiel@praximed.com.
Einsendeschluss ist der 30. November 2026.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir die **Sänger
Kuschelfamilie Wärmflasche inklusive Kirschkerne Kissen Koala**
– ein liebevoller Begleiter zum Wärmen, Kuscheln und Wohlfühlen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Suchen und ganz viel
Glück!



sänger

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns sowie ein Umtausch sind nicht möglich.

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ein sicherer Arbeitsplatz ist die Grundlage für gesunde und motivierte Mitarbeiter. Unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt Ihr Unternehmen dabei, gesetzliche Anforderungen zuverlässig zu erfüllen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Wir übernehmen die sicherheitstechnische Grundbetreuung gemäß DGUV Vorschrift 2 und beraten umfassend zu allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dazu zählen die Gestaltung sicherer Arbeitsplätze, wirksame Präventionsmaßnahmen sowie Unterstützung im Notfallmanagement – von Erster Hilfe bis zum vorbeugenden Brandschutz.

Ein Schwerpunkt liegt auf Bereichen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial. Wir beraten zum Umgang mit Gefahrstoffen, bewerten Infektionsrisiken sowie Nadelstich- und Schnittverletzungen, erstellen Gefahrstoffverzeichnisse und ordnen Arbeitsstoffe und Tätigkeiten Risikogruppen und Schutzstufen zu. Nachbegehungen und Folgetermine behalten wir zuverlässig im Blick.



Praxisnah. Rechtssicher. Kompetent. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können – wir kümmern uns um Ihre Arbeitssicherheit.

Wartung von Schmitz-Behandlungsstühlen

Regelmäßige Wartungen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Schmitz-Behandlungsstühle zu erhalten. Mit unserem fachkundigen Wartungsservice sorgen wir dafür, dass Ihre Ausstattung zuverlässig und einsatzbereit bleibt.

Unsere qualifizierten Servicetechniker führen Wartungen nach Herstellervorgaben durch, prüfen alle sicherheitsrelevanten Funktionen und erkennen mögliche Verschleißerscheinungen frühzeitig. So lassen sich Ausfallzeiten minimieren und der langfristige Werterhalt Ihrer Behandlungsstühle unterstützen.

Wartung der folgenden Produktgruppen:

1. medi-matic Serie 1157.xxx
2. Serie arco und arco-matic

Alle Anfragen und Aufträge anderer Produktgruppen werden an SCHMITZ weitergeleitet.

Vereinbaren Sie Ihren Wartungstermin:
Tel. 037754 30971 | service@praximed.com



Impressum

HERAUSGEBER:

PraxiMed® Vertriebs GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer
Nadine Flegel-Wolf, Jens Klemm, Enrico Hesse

Grünhainer Straße 2
08297 Zwönitz
Deutschland

USt-IdNr. DE 141033852
Handelsregister HRB 3684
Amtsgericht Chemnitz

FOTOS:

Hersteller, stock.adobe.com

REDAKTIONSSCHLUSS:
18.08.2026

Angebot freibleibend. Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Preise exkl. Frachtkosten, Einbringung/Montage und Einweisung.
Aktion gültig bis 31.12.2026.

PraxiMed® Vertriebs GmbH
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz
Telefon 037754 3090
info@praximed.com

PraxiMed® Meditrade® GmbH
Marktweg 3 · 01157 Dresden
Telefon 0351 8474300
meditrade@praximed.com

PraxiMed® Halle GmbH
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748318
info@praximed-halle.de

Biomedizinische Technik Rostock GmbH
Trelleborger Straße 10c · 18107 Rostock
Telefon 0381 7601451
info@bmtr24.com

projekt medizin GmbH
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz
Telefon 037754 149180
info@projekt-medizin.de

Sanitätshaus Dresden Prohlis GmbH
Georg-Palitzsch-Straße 12 · 01239 Dresden
Telefon 0351 2709898
info@sanihaus-dresden.de

Sanitätshaus Silberhöhe
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748321
silberhoehe@praximed-halle.de

Gesundheitszentrum Zittau
Bahnhofstraße 9 · 02763 Zittau
Telefon 03583 7973200
info@gesundheitszentrum-zittau.de