



PFLEGEKITTEL

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der gelbe Pflegekittel ist aus Vliesstoff hergestellt. Im Front- und Armbereich ist er flüssigkeitsabweisend und blut- und virendicht. Armbündchen erleichtern das Anlegen von Einweghandschuhen. Durch seine gelbe Farbe ist der Pflegekittel besonders bei der Pflege von MRSA- und VRSA-Patienten einsetzbar. Das Produkt ist vorsterilisiert.

Zusammensetzung

Polypropylen, Polyethylen im Front- und Armbereich

Verpackung

Primärverpackung: PP-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Normative und gesetzliche Anforderungen

Der Pflegekittel ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Dichtigkeit gegen Flüssigkeiten, Blut, Bakterien und Viren ist nach ASTM F 1670 "Synthetic Blood Test", ASTM F 1671 "Viral Penetration Test" unter Verwendung des Bakteriums Phi-X 174, ASTM F 739 & AAMI PB 70-AATC 127 "Permeation and Penetration test for liquids" für den Front- und Armbereich nachgewiesen.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und EN 980-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Lagerung

Trocken und staubfrei

