

REFERENCE™ OP

OP-Handschuhe aus Latex, in Premium Qualität, für den Einmalgebrauch

- ✓ AQL 0,65
- ✓ aus Latex
- ✓ steril
- ✓ leicht gepudert
- ✓ anatomisch geformt
- ✓ paarweise verpackt
- ✓ thiuramfrei
- ✓ endotoxinarm
- ✓ griffsicher durch Mikrotexturierung



HANDSCHUHE

Größe	REF	Box	Karton	Europalette
6	93216	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons
6,5	932165	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons
7	93217	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons
7,5	932175	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons
8	93218	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons
8,5	932185	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons
9	93219	50 Paar	6 Boxen	24 Kartons

05/2014

REFERENCE™ OP

Das Produkt ist mit dem „Plus an Modulus“

Hochanschmiegsame und sehr dehnbare Latex-Struktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauung für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten im täglichen OP-Einsatz

Die Innovation: OPTIFIT PLUS-Passform

Zur Realisierung der jüngsten Entwicklungsstufe wurde die Passform jeder numerischen Halbgröße einer Neugestaltung unterzogen, um Langzeitanwendern im operativen Feld über mehrere Stunden ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

Die Hautfreundlichkeit

Einsatz möglich bei **Typ-IV-Allergien** (Thiurame und Thioharnstoffe).

Wenden Sie sich bitte bei Allergiefragen zu Handschuhen an uns.

Aus dermatologischer Sicht ist Reference™OP **hilfstoffarm**.

Die Sicherheit

Diese OP-Handschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3, -4 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit und Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Hinweis:

Unsere „Gentle Med Cremelotion W/O“ ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.