

# Sitty® Podex Keilkissen (basic/soft)

Aufgrund der kurzen Abschrägung und der hinteren Höhe von 5 cm bietet dieses Keilkissen sehr viel Beinfreiheit. Die zusätzliche Aussparung im hinteren Bereich kann das Steißbein entlasten.

## Indikationen

- Rundrücken
  - Muskelverspannungen
  - Schmerzen im Bereich der unteren Wirbelsäule
- Nicht anwenden bei einem Hohlkreuz.

## Anwendungshinweis

Das Sitty® Podex Keilkissen ist dann korrekt auf der Sitzfläche positioniert, wenn die höhere Seite des Kissens nach hinten zeigt.

## Materialien

- Innenkern: Schaumstoff
- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- Der Innenkern ist nicht waschbar!
- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett



Art./REF	Breite x Tiefe x Höhe
20001 Podex basic	ca. 39 x 25 x 5 : 1 cm
20002 Podex soft	ca. 39 x 25 x 5 : 1 cm

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!**

**Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!**