



PRAKTISCHE
HILFEN FÜR EIN
BARRIEREFREIES BAD





Barrierefreiheit ohne bauliche Veränderungen

Ob Alter oder Handicap, mit der Zeit ist vieles, was früher selbstverständlich war, nicht mehr ganz so einfach. Wer z.B. wie früher 'mal eben unter die Dusche springen' will, ist manchmal besser beraten, der Sicherheit wegen eine kleine, aber wirksame Hilfe zu nutzen.

Machen Sie sich so unabhängig wie möglich und nutzen Sie unsere praktischen und durchdachten Hilfen für ein barrierefreies Bad.

Wir freuen uns, Ihre Selbständigkeit beim Baden, Duschen und dem Toilettengang zu fördern, ohne dass Sie in aufwändige bauliche Maßnahmen investieren müssen. Sämtliche *Aquatec* und *Invacare*-Hilfsmittel erfüllen die Normen für Medizinprodukte.

Wenn Sie sich weiter informieren oder bestellen möchten, wenden Sie sich an ein Sanitätsfachhaus in Ihrer Nähe.

AQUATEC®

Baden	S. 4
Badewannenlifter <i>Aquatec</i> ® Orca / Orca XL	S. 6
Badewannenlifter <i>Aquatec</i> ® Kogia	S. 7
Badewannen-Drehsitz <i>Aquatec</i> ® Sorrento	S. 8
Badewannenbrett <i>Invacare</i> ® Marina / Marina XL	S. 9
Saughaltegriff <i>Invacare</i> ® Stileo	S. 10
Haltegriff für die Badewanne <i>Invacare</i> ® Balnea	S. 11
<hr/>	
Duschen	S. 12
Duschhocker <i>Aquatec</i> ® Sorrento	S. 13
Duschhocker <i>Aquatec</i> ® Dot	S. 14
Duschklappsitz <i>Aquatec</i> ® Sansibar	S. 15
<hr/>	
Duschen und Toilette	S. 16
Dusch- und Toilettenrollstühle:	
<i>Aquatec</i> ® Ocean Ergo (Schiebeversion)	S. 18
<i>Aquatec</i> ® Ocean 24" Ergo (Selbstfahrerversion)	S. 19
<i>Aquatec</i> ® Ocean VIP Ergo, Ocean Dual VIP Ergo	S. 20
<hr/>	
Toilette	S. 22
Dusch-WC <i>Aquatec</i> ® Pure Bidet	S. 24
Toilettensitzerhöhung <i>Aquatec</i> ® 90000	S. 25
Toilettensitzerhöhung <i>Aquatec</i> ® 900	S. 26
Toilettensitzerhöhung <i>Aquatec</i> ® 90	S. 27
Toilettenstuhl <i>Invacare</i> ® Omega Eco	S. 28
<hr/>	
Transfer	S. 29
Dreh- und Übersetzhilfe <i>Aquatec</i> ® Trans	S. 29
Einstiegshilfe <i>Aquatec</i> ® Step	S. 30
<hr/>	
Natürlich antibakteriell	S. 31
Duschstuhl / -hocker <i>Aquatec</i> ® Pico Green	S. 31



Sicher und entspannt ins Bade-Vergnügen: Mit unseren *Aquatec* Badewannenliftern kommen Sie wieder in den Genuss eines Vollbades.

Unsere *Aquatec* Badewannenlifter sind seit Jahrzehnten bewährt. Sie sind robust, langlebig und leicht zu reinigen.


Durchdachte Details, wie das schwimmende Handbedienteil, runden Ihr Komfort-Erlebnis ab.

Aquatec® **Badewannenlifter**


Aquatec Badewannenlifter verhelfen seit Jahrzehnten zum sicheren Baderlebnis. Auf Knopfdruck fahren Sie sicher und komfortabel in und aus der Wanne.

- Unübertroffene Stabilität für jahrelangen Einsatz
- Optimiertes Design
- Kompatibel mit fast allen Badewannen
- Umfangreiches Zubehörprogramm erhöht die Flexibilität auch bei schwierigen Versorgungen

Und so funktioniert Ihr *Aquatec* **Badewannenlifter**:



Zuerst fahren Sie auf Knopfdruck unter die Wasseroberfläche



Danach können Sie die Rückenlehne angenehm einstellen (Neigung bis 40°)

Unsere Badewannenlifter zeichnen sich durch ihre einfache Anwendung, ihren Komfort und ihre hohe Belastbarkeit aus. Sie sind in zwei Teile zerlegbar und somit leicht in die Wanne einsetzbar. Über das Handbedienteil hebt und senkt Sie der Lifter auf Knopfdruck.

BADEWANNENLIFTER

Aquatec® **Orca** und **Orca XL**

Sicher: Der stabile Rahmen ist wackelfrei. Saugnäpfe sichern den festen Halt in jeder Wanne. Das leicht zu steuernde Bedienteil ist wasserdicht und schwimmfähig.

Angenehm: Die Rückenlehne lässt sich individuell nach hinten neigen. Hygienische Bezüge sorgen für einen weichen Sitz.

Handlich: Der Aquatec Orca lässt sich einfach in zwei Teile zerlegen und durch seinen Klappmechanismus praktisch verstauen.

Vielfältig: Auch für Eckbadewannen oder Sonderwannen gibt es den passenden **Orca**.

Leistungsstark: Das wartungsfreie Hochleistungs-Antriebssystem mit Lithium-Ion-Akkus für eine hohe Belastbarkeit.



Gesamthöhe:
1075 mm



Standfläche:
580 x 295 mm



Belastbarkeit:
Orca: bis 140 kg
Orca XL: bis 170 kg



Gewicht:
Orca: 10,8 kg
Orca XL: 11,6 kg



Ausstattung mit Spezialrückenstütze und Stopper zum Verhindern des Abrutschens



Praktisch & handlich: Transport in der Tragetasche mit Rollen

Aquatec® Kogia

Leicht & Stark: Rückenlehne und Sitz wiegen nur 10 Kilo, tragen bis 140 Kilo.

Benutzerfreundlich: Die Funktionen lassen sich bequem über die ergonomische, schwimmende Handsteuerung bedienen.

Kompakt: Dank der schmalen Maße und kurzen Sitzfläche bleibt viel Platz zum Baden.

Pflegeleicht: Der Lifter ist in zwei Teile zerlegbar, einfach zu reinigen und mühelos zu montieren.



Gesamthöhe:
1060 mm



Standfläche:
570 x 266 mm



Belastbarkeit:
bis 140 kg



Gewicht:
10 kg



BADEWANNENSITZE

Aquatec® Sorrento

- Badewannendrehstuhl mit Drehfunktion für einen leichteren Einstieg
- Per Klemmhebel leicht zu fixieren
- Armlehnen erleichtern das Setzen und Aufstehen
- Mit Hygieneausschnitt
- Rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche auf Sitz und Armlehnen



Gesamtbreite:
710 - 760 mm



Belastbarkeit:
bis 130 kg



Gewicht:
6 kg



Invacare® *Marina / Marina XL*

- Ideal zum Duschen im Sitzen in der Badewanne
- Sehr stabile Konstruktion
- Mit rutschsicherer Oberfläche
- Auf beiden Seiten mit Duschbrausehalter
- Sicherheits-Handgriff
- Individuell an alle Standardwannen anpassbar

In zwei Varianten erhältlich:

- **Marina** bis 150 kg belastbar
- **Marina XL** bis 200 kg belastbar



Gesamtlänge:
690 bzw. 740 mm



Verstellbereich innen:
390 bzw. 395 - 630 mm



Belastbarkeit:
bis 150 bzw. 200 kg



Gewicht:
1,6 bzw. 2,8 kg



HALTEGRIFFE

Invacare® **Stileo**

- Der SaughalTEGRIF für die Wand – ganz ohne Montage
- Der Saugkraftindikator zeigt die ordnungsgemäße Befestigung an
- Mit strukturierter Oberfläche für ein sicheres Greifen
- Ganz einfach und schnell mit Vakuumbel zu befestigen

In drei Varianten erhältlich:

- **Stileo H170** (300 mm Länge)
- **Stileo H171** (450 mm Länge)
- **Stileo H172** (550 mm Länge)



Invacare **Stileo H172**



Länge:
300, 450
bzw. 550 mm



Belastbarkeit:
max. 30 kg



Gewicht:
0,35, 0,5 bzw. 0,6 kg



Invacare® **Balnea**

- Der Haltegriff bietet sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen in und aus der Wanne
- Ohne Werkzeug - mit Schnappverschluss - am Wannenrand zu montieren
- Sicher und absolut fest - durch den Klemmmechanismus
- Verstellbar für Badewannenrandbreiten von 75 bis 150 mm



Gesamthöhe:
550 mm



Belastbarkeit:
max. 120 kg



Gewicht:
2,2 kg





Für Bad und Dusche bieten wir eine große Vielfalt an praktischen Hilfen – für den Erhalt Ihrer Lebensqualität, die größtmögliche Selbstständigkeit und Sicherheit. *Aquatec* Duschhocker und -stühle sind in verschiedenen Varianten verfügbar, je nach Ihrem individuellen Bedarf.

DUSCHHOCKER UND -STÜHLE

Aquatec® Sorrento

- Der Hocker, der im Handumdrehen zum Duschstuhl wird
- Modular 'wachsend' durch den Anbau von Arm- und Rückenlehne
- Ohne Werkzeug einfach und sicher steckbar
- Ideal auch für die Mitnahme auf Reisen
- Mit oder ohne Hygieneausschnitt
- Rutschsichere Soft-Touch- Oberfläche auf Sitz und Armlehnen
- In 7 Stufen höhenverstellbare und wegklappbare Beine



Gesamthöhe:
850 - 990 mm



Sitzhöhe:
460 - 610 mm



Belastbarkeit:
bis 135 kg



Gewicht:
3,5 - 5,5 kg



Duschhocker



Duschhocker
mit Armlehnen



Duschstuhl



DUSCHHOCKER UND -STÜHLE

Aquatec® **Dot**

- Hoher Sitzkomfort, geringer Platzbedarf:
Der *Aquatec* **Dot** passt in jede Dusche
- Einstellbare Sitzhöhe (7 Stufen)
- Rutschfeste Standfüße
- Bis 135 kg belastbar
- Absolut rostfrei
- Leicht zu reinigen
- Nur 1,65 kg Gewicht
- Ohne Werkzeug zu montieren



Gesamthöhe:
400 - 550 mm



Gesamtbreite:
365 mm



Belastbarkeit:
bis 135 kg



Gewicht:
1,65 kg



Aquatec® **Sansibar**

- Der praktische und sichere Klappsitz für die Dusche
- Fest an der Wand montierbar
- Platz sparend
- Einfach hochklappbar
- Höhenverstellbare Beine
- Justierbare Füße zum Ausgleich von Unebenheiten



Gesamtbreite:
400 mm



Gesamthöhe:
530 - 600 mm



Belastbarkeit:
bis 130 kg



Gewicht:
2,6 kg



Der *Aquatec* **Sansibar** Duschklappsitz lässt sich platzsparend an die Wand klappen

DUSCHEN UND TOILETTE



Ocean VIP Ergo

Die Dusch- und Toilettenrollstühle der *Aquatec Ocean Ergo*-Familie bieten einen hohen Komfort bei der täglichen Hygiene. Sie sind ergonomisch geformt, bequem und sicher. Auch Pflegekräfte schätzen die einfache und entlastende Bedienung. Erleben Sie, wie die besondere Ergonomie dieser durchdachten Dusch- und Toilettenrollstühle die tägliche Hygiene erleichtert.

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE



Aquatec **Ocean Ergo-Familie**

Vom Standard-Modell bis hin zur Variante mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung: Unter den sechs verschiedenen Aquatec **Ocean Ergo**-Modellen finden Sie sicher genau das Richtige für Ihren Bedarf in Hygiene und Pflege. Der Vorteil: Die Dusch- und Toilettenrollstühle lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiches Zubehör und sind untereinander kompatibel.



Stabiler, rostfreier Edelstahl-Rahmen



Maschinenwaschbarer, anpassbarer Rückenbezug mit schnellschließenden Gurtverschlüssen



Einfache Demontage für den Transport auf Reisen

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE

Aquatec® **Ocean Ergo**

- Optimiertes Design für mehr Selbstständigkeit, Sicherheit und Flexibilität
- Die konturierte, ergonomische Sitzfläche unterstützt Sie beim Aufrichten und in der stabilen Sitzposition
- Mit hochklappbaren, höhenverstellbaren Armlehnen
- Abschwenkbare und höhenverstellbare Fußstützen
- In der Sitzhöhe verstellbar
- Hochklappbare Fußstützen mit strukturierter Oberfläche für sicheren Halt
- Fersenbänder für eine bequeme Fußstellung

Ocean Ergo - die Schiebeversion

- Auch als XL-Variante mit 180 kg erhältlich!



Gesamtbreite:
565 mm



Gesamthöhe:
1020 - 1145 mm



Belastbarkeit:
bis 150 kg,
bis 180 kg (XL)



Gewicht:
17 kg



Ocean Ergo mit 24"-Rädern zur selbstständigen Fortbewegung

Ocean 24" Ergo - die Selbstfahrerversion

- Zusätzlich ausgestattet mit 24"-Rädern
- Auch als XL-Variante mit 180 kg erhältlich!



Gesamtbreite:
670 mm



Gesamthöhe:
1045 - 1170 mm



Belastbarkeit:
bis 150 kg,
bis 180 kg (XL)



Gewicht:
23 kg

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE

Aquatec® Ocean VIP Ergo-Modelle

Jetzt gelangen Sie leicht und sicher in die druckentlastende Sitzposition: Der Aquatec Ocean VIP Ergo lässt sich von -5° bis hin zu 40° neigen.

- Innovativer Kantelemechanismus: Der Sitz gleitet ganz leicht nach unten und nach vorne.
- Der Schwerpunkt des Nutzers bleibt dadurch nahezu unverändert und er fühlt sich sicher.
- Die Sitzwinkelverstellung lässt sich mit äußerst geringem Kraftaufwand betätigen.

Besonders kompakt und wendig

- Kleine Aufstandsfläche für das Manövrieren auch in engen Räumen
- Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken



Gesamtbreite:
565 mm



Gesamthöhe:
1052 - 1340 mm



Belastbarkeit:
bis 150 kg



Gewicht:
23,5 kg

Ocean Dual VIP Ergo

- Mit Sitzwinkelverstellung und zusätzlich mit Rückenwinkelverstellung



Gesamtbreite:
565 mm



Gesamthöhe:
1052 - 1340 mm



Belastbarkeit:
bis 150 kg



Gewicht:
28,5 kg

Umfassendes Zubehör für *Aquatec Ocean Ergo*-Modelle




Standard Softsitz

Mit schlüsselförmigem Ausschnitt



Softsitz mit kleiner Öffnung

Mit kleiner Öffnung für kleine oder junge Personen



Ergonomischer Softsitz

Extraweiche, konturierte Oberfläche für die Beckenstabilität



Glatter Rückenbezug

Für zusätzlichen Komfort - einfach zu reinigen und schnelltrocknend dank glatter Oberfläche aus Kunstleder



Seitenpelotte

Zur sicheren Positionierung des Nutzers; einstellbar in Breite und Höhe, geeignet auch für kleine Personen



Weiches Rückenkissen

Zusätzliche Stabilität und Positionierung; geeignet auch für kleine Personen

Information zu weiterem Zubehör finden Sie unter www.invacare.de



*Aquatec® **Pure Bidet***

Toilettensitzerhöhungen sind ein sehr praktisches und einfaches Hilfsmittel, um die Lebensqualität schnell und unkompliziert zu steigern. Sie lassen sich einfach auf ein vorhandenes WC aufstecken und verbessern die natürliche Haltung beim Toilettengang. Die Rundum-sorglos-Variante, das *Aquatec **Pure Bidet***, bietet sogar eine Intimduche mit warmem Frischwasser und einer beheizten WC-Brille.



Setzen Sie einfach eins drauf!

Mit einer Toilettensitzerhöhung erhöhen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre Lebensqualität - denn sie unterstützt Ihren Toilettengang auf eine natürliche und angenehme Art und Weise. Durch die Erhöhung Ihrer Toilette wird das Hinsetzen als auch das Aufstehen viel leichter. Unsere Aquatec Toilettensitzerhöhungen lassen sich auf nahezu alle Toilettenformen einfach aufstecken. Sie sind in verschiedenen Höhen und Ausführungen erhältlich.

Toilettensitzerhöhung
Aquatec **90000**



WC-AUFSATZ MIT INTIMDUSCHE

Aquatec® *Pure Bidet*

Das Aquatec Pure Bidet macht aus jeder Standard-Toilette eine hygienische und komfortable Komplettlösung für die Intimpflege.

- Reinigung mit Warmwasser
- Temperierbarer Wasserstrahl per Knopfdruck
- Besondere Reinigungsfunktion für Damen
- Warmlufttrocknung
- Regulierbar beheizte Sitzbrille
- LED-Nachtlicht
- Automatische Absenkung von Brille und Deckel
- Mit Selbstreinigungsfunktion vor und nach jeder Benutzung
- Fernbedienung v für Wasserstrahl, Warmluft, Temperatur (Wasser & Sitzbrille) und die Position der Reinigungsdüse



Gesamtbreite:
389 mm



Gesamttiefe:
515 mm



Sitzhöhe:
30 mm



Belastbarkeit:
bis 125 kg



Gewicht:
3,9 kg



Fernbedienung



Bedienung ebenfalls über Tastenleiste direkt am WC-Aufsatz möglich



Ladydusche



Beheizte Sitzbrille



LED - Nachtlicht

TOILETTENSITZERHÖHUNG

Aquatec® 90000

- Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen beim Toilettengang
- In drei verschiedenen Sitzhöhen: 2 cm, 6 cm und 10 cm
- Fest verschraubt
- Durch Armlehnen mehr Halt und Sicherheit
- Einfaches Clipseystem: Die Aquatec 90000 wird einfach und werkzeuglos auf das Toilettenbecken aufgesetzt und fixiert. Deckel und Sitz können zur schnellen Reinigung abgenommen werden.



Gesamtbreite:
540 mm



Gesamthöhe:
max. 310 mm



Belastbarkeit:
bis 150 kg



Gewicht:
4,4 kg



TOILETTENSITZERHÖHUNG

Aquatec® 900

- Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen
- In drei verschiedene Sitzhöhen: 6 cm, 10 cm und 15 cm und Sitzwinkel einstellbar
- Fest verschraubt
- Mit Schnellverschraubung in Sekunden festgedreht, werkzeuglose Montage
- Mit oder ohne hochklappbare Armlehnen erhältlich



Gesamtbreite:
590 mm



Gesamthöhe:
max. 380 mm



Belastbarkeit:
bis 120 kg



Gewicht:
5,0 kg



Aquatec® 90

- Erhöht den Sitz um 10 cm
- Erleichtert das Setzen und Aufstehen
- Ohne Werkzeug mühelos zu befestigen
- Leicht abnehmbar für eine einfache und schnelle Reinigung



Gesamttiefe:
410 mm



Gesamtbreite:
380 mm



Belastbarkeit:
bis 225 kg



Gewicht:
1,6 kg



TOILETTENSTUHL

Invacare® **Omega Eco**

- Diskret und praktisch
- Mit glatten Oberflächen zur leichten Reinigung
- Optimale Positionierung über Toilettenbecken
- Sitzhöhe verstellbar



Invacare **Omega Eco** mit geschlossener Sitzfläche



Gesamtbreite:
585 mm



Gesamthöhe:
795 - 975 mm



Sitzhöhe:
405 - 585 mm



Belastbarkeit:
bis 140 kg



Gewicht:
8 kg




Invacare **Omega Eco** mit Toilettenfunktion



Schon einfache, praktische Hilfsmittel in Bad und WC erhöhen die Sicherheit und die Lebensqualität. Die Aquatec Hilfen für ein barrierefreies Bad sind robust, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.

Aquatec® Trans

- Gleiten Sie ganz sicher auf dem Badewannenlifter: mit der Dreh- und Übersetzhilfe **Aquatec Trans**
- Kombination aus Drehteller und Führungsschiene
- Durch leichtes Schieben gleitet der Benutzer in die gewünschte Position
- Mit Sicherheitsarretierung: Der Drehteller bewegt sich erst, wenn das Gewicht des Benutzers ihn entriegelt
- Ideal zum Übersetzen und Positionieren auf dem Lifter
- Passt sich den Seitenklappen des Badewannenlifters an



360°
drehbar

verschiebbar



Durchmesser:
365 mm



Belastbarkeit:
bis 140 kg



Gewicht:
2,2 kg

EINSTIEGSHILFE

Aquatec® Step

- So sind Höhen kein Problem mehr: Nutzen Sie unsere Einstiegshilfe
- Erleichtert den Einstieg in Wanne, Duschkabine, Bett und auf den Lifter
- Mit rutschfestem und abnehmbarem Bezug, maschinenwaschbar
- Mit Gummifüßen für sicheren Halt, auch in der Wanne
- Bis 150 kg belastbar durch besonders stabilen Rahmen



Gesamtlänge:
400 mm



Gesamtbreite:
300 mm



Gesamthöhe:
165 mm



Belastbarkeit:
bis 150 kg



Gewicht:
1,5 kg



Aquatec® **Pico Green**

Der Duschstuhl mit Holzanteil und natürlich antibakterieller Wirkung

Duschen Sie sicher mit **Pico Green**

- der schlaue Stuhl mit Hygieneausschnitt (auch als Hocker)
- Labortests bestätigen die antibakterielle Wirkung
- Mit nachwachsendem Rohstoff, weniger Kunststoff
- Rücken- und Armlehnen abnehmbar
- Made in Germany
- Höhenverstellbar
- Bis 160 kg belastbar
- Rutsicher mit Silikon-Füßen



Made in Germany

PICO GREEN



Gesamtbreite:
575 mm



Sitztiefe:
420 mm



Sitzhöhe:
425 - 575 mm



Belastbarkeit:
bis 160 kg



Gewicht:
4,6 - 5,4 kg



www.picogreen.de



**Weitere Informationen, einschließlich der
Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de**

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

© 2020 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor.
Stand 10/2020 Art.-Nr. 1555485


Yes, you can.®