

EXTREME'S EVO Notfalltasche

Kompakte Notfalltasche für die professionelle, erweiterte Notfallversorgung

- ✓ vielseitig: inklusive Ampullarium und variabel einteilbarem Hauptfach
- ✓ aufgeräumt: farbcodierte Modultaschen mit Klarsichtdeckel
- ✓ variabel: verschiedene Tragemöglichkeiten

EXTREME'S EVO: Ansicht Hauptfach mit Modultaschen, Anwendungsbeispiel



Rucksack-Gurte

Beschreibung

Die optimierte EXTREME'S EVO Notfalltasche überzeugt mit hoher Funktionalität und Möglichkeiten zur individuellen Nutzung. Sie ist der ideale Begleiter für die professionelle und erweiterte Notfallversorgung, perfekt geeignet für medizinisches Fachpersonal und Rettungspersonal.

Durch die übersichtliche, modulare Aufteilung unterstützt die Tasche die Arbeit auch in extremen Notfallsituationen. Dank der Tragegriffe, Schultertragegurt und Rucksacktrage-System ist sie individuell nach Vorliebe bequem zu tragen.

Ausstattung

- Hauptfach:
 - 4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben (je B x H x T): 17 x 4,5 x 10 cm

- blau: Atmung	- rot: Kreislauf
- grün: Wundversorgung	- gelb: Kindernotfall
 - thermoisoliertes Ampullarium (für bis zu 35 Ampullen)
 - variable Fach-Einteilung mittels Klettsystem
 - Elastikschlaufen an den Innenflächen
 - Klarsichtfach mit RV innen am Deckel
- 2 große Außentaschen mit Elastikschlaufen, Innentaschen und RV-Fach
- 2 kleine Außentaschen, davon:
 - eine mit RV-Netzfach (für Powerbank) und Durchführung für Sauerstoffschlauch aus Hauptfach, eine mit transparentem Einsteckfach
- Deckelfach inklusive entnehmbarem DIN A5 Schreibbrett
- MOLLE-System oben auf dem Deckel
- Sicherheits-Reflexstreifen, umlaufend
- Transportösen und zusätzlicher Handgriff
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt und Rucksackgurte

- USB-Anschluss außen an einem kleinen Außenfach
- Klettflächen außen, für Kennzeichnung
- Kennzeichnungsfach in Visitenkartenformat

Lieferumfang

Tasche inkl. 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 Schreibbrett, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO'S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.

Spezifikationen

- Farbe: rot
- Größe (B x H x T): 50 x 24 x 29 cm
- Volumen: ca. 35 l
- Gewicht: ca. 3.400 g
- Material: Polyester
- Artikel-Nr.: EB02.045