

maremed®



MK 500

beurer
wellbeing

german
engineering

MK 500 maremed® Meeresklimagerät



Innovative, weltweit patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima



Sorgt für eine natürliche Befeuchtung der Atemwege



5-in-1 Technologie: Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung und Luftionisierung in einem



Bringt eine wohltuende Meereskur nach Hause

Verbessert die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden

Befeuchtet die Atemwege auf natürliche Weise, wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden und fördert einen erholsamen Schlaf

Feinste Vernebelung von Meersalzpartikel in der Raumluft

Einfacher Bedienkomfort dank LCD-Display und Sensortouchbutton

6 Liter Wasserstank mit Abschaltautomatik

Timerfunktion (1-24h)

3 Leistungsstufen

Mit Nachtmodus: flüster leiser Betrieb und Displayabschaltung

Befeuchtungsleistung: 33 ml/h

Geeignet für Raumgrößen: bis zu 50 m²

Leicht zu reinigen: Komponenten einfach zerlegbar

UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige

Max. 24 W

Geräuschpegel: < 29 - 37 dB(A)

Inkl. Netzadapter

Paket enthält:

- 2 x Vorfilter, 1 x Wasserfilter, Messbecher

- 1 x 625 g Beurer maremed® Spezial-Meersalz:

für 45 Tage bei einer Laufzeit von 24 Stunden pro Tag

Produktmaße: (L x B x H): 38,4 x 30,5 x 34,0 cm

Produktgewicht: 3198 g

3 Jahre Garantie

VE: 1 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 68119 7

Art.-Nr.: 681.19



maremed®



MK 500

beurer
wellbeing

Aufatmen wie am Meer

Menschen, die unter Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen leiden verschafft eine Kur an der Küste oftmals eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist besonders wohltuend für die Atemwege.

Funktionsweise



maremed® erzeugt eine naturidentische Wechselwirkung zwischen Wasser, Salz und Sonne, dem ionisierten Meerwasser und dem am Meer herrschenden Wind

- 1 Wassertank wird mit Spezial-Meersalz und Wasser befüllt
- 2 Die zwei Vorfilter entfernen über 70 % der Schmutzpartikel, Pollen, Tierhaare, Fein- und Hausstaub aus der Luft
- 3 Die UVC-Lampe beseitigt bis zu 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Wasser
- 4 Über den Wasserverdunsterblock wird die durchströmende Luft mit Mineralien des Wassers angereichert
- 5 Zusätzliche Ionisierung und Reinigung über den Ionisationskamm, bevor die mineralisierte Luft wieder in die Umgebung gelangt