

seca sensa 804

Die Fähigkeit
zu glänzen,
ohne zu blenden.



- 24 Elektroden. Für die Analyse von Körperfett und -wasser.
- Automatische Personen-erkennung. Für schnelle Mess-ergebnisse.
- Vier Speicherplätze. Für praktische Mehrpersonennutzung.
- Mehr als 165 Jahre Erfahrung. Für höchste Präzision.
- Vom Weltmarktführer für medizinisches Wiegen und Messen.

seca sensa 804:

Körperfett- und Körperwasserwerte in neuem Glanz.

Schauen Sie auf die elegant verchromten Elektroden. Sie sind so angeordnet, dass permanenter Hautkontakt während der Messung von Körperfett und Körperwasser gewährleistet ist.



Verchromte Elektroden sorgen für ein schönes Bild.

Insgesamt 24 Elektroden zeigen, was diese Personenwaage alles kann: Neben dem Gewicht auch den Ernährungszustand messen. Und das sehr zuverlässig, denn die Anordnung der Elektroden ist nicht willkürlich, sondern sehr durchdacht. In Fußform. Ebenso durchdacht sind das elegante Design und die abgerundete Wiegeplattform. Damit sich weder der Geschmack noch die Füße an ihr stoßen. All das macht die seca sensa 804 ideal für alle Menschen, die es schön finden, etwas mehr für ihre Gesundheit zu tun als üblich.


Wer wenig Zeit hat, darf das jetzt gut finden.

Wer Körperfett und Körperwasser messen möchte, braucht jetzt nicht mehr viel Zeit: Einfach einmal kurz die persönlichen Daten wie Alter, Geschlecht und Fitnesszustand auf einem der vier Speicherplätze sichern – und die Waage erkennt ihren Benutzer anhand des Gewichts immer wieder. Falls nicht, fragt sie ihn, indem sie den wahrscheinlichsten Speicherplatz aufblinken lässt. Dann einfach auswählen und weiter geht's.


Wer nichts falsch machen will, muss das auch nicht.

Wenn Designer eine seca Waage designen, denken sie nicht nur an die schöne Form, sondern auch an viele sinnvolle Details. Im Fall der seca sensa 804 sind es zum Beispiel die rückwärtig angebrachten Tasten, die verhindern, dass während des Messens durch zufälligen Fußkontakt Daten eingegeben werden, die das Messergebnis verfälschen. Sie sehen, bei einer Waage von seca bleibt nichts dem Zufall überlassen.

Verchromte Elektroden gewährleisten permanenten Hautkontakt.



Durchdachte Platzierung der Tasten verhindert, dass sie während des Messens versehentlich betätigt werden.



seca sensa 804

Technische Daten

- Tragkraft: 150 kg
- Teilung: 100 g
- Maße (BxHxT): 300 x 46 x 300 mm
- Eigengewicht: 1,2 kg
- Funktionen: BF/BW-Messung, Auto-HOLD, Abschaltautomatik
- Im Lieferumfang enthalten: 4 AAA Batterien, 4 Ausgleichsfüße für Teppichböden