



Klinisch validiert



2 Benutzerspeicher



Einfache Anwendung

Einfach messen, praktisch für unterwegs.

Sicherheit für unterwegs,
mit 2 Benutzerspeichern.

Die klinisch geprüfte Messgenauigkeit und eine Warnung bei Herzrhythmusstörungen sorgen nicht nur unterwegs für verlässliche Blutdruckwerte. Jeweils 90 Messwerte von 2 Benutzern können gespeichert werden.

- Klinisch validierte Messgenauigkeit nach EN ISO 81060-2:2019
- Anzeige unregelmäßiger Pulswellen z. B. bei Herzrhythmusstörungen
- Vorgeformte Manschette
- Intelligentes Aufpumpen, ohne Nachpumpen
- 2 Benutzerspeicher für je 90 Messwerte mit Mittelwertanzeige
- Ampelfunktion zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte
- Datum/Uhrzeit
- Für Handgelenkumfänge von 12,5 - 21,5 cm



PZN 06414470