

MELAG



beauty

SteriHero

Mein Autoklav. Meine **Superpower**.

i Der Autoklav ist für den Einsatz in der Fußpflege, Kosmetik, Piercing, Tattoo und im nicht medizinischen Bereich bestimmt. Er ist kein Medizinprodukt gemäß der 93/42/EWG bzw. der EU 2017/745 (MDR).

Ihre neue **Superpower**

Egal welche großen Aufgaben der Tag für Sie bereithält. **SteriHero Beauty** hält Ihnen den Rücken frei.

Denn der brandneue Stand-alone Autoklav wurde speziell für kosmetische Praxen, Salons und Studios entwickelt: Von den Funktionen bis zum Preis! Leistungsstarke Technologien, ein intuitives Smart-Touch-Display und die einzigartige MELAG Qualität - made in Germany geben Ihnen die Superpower, alles zu verändern:



Supersicher

Sicherheit für Ihren Patienten und Kunden: Autoklaven der Klasse B bieten mit dem fraktioniertem Vakuumverfahren die sicherste Sterilisation aller verpackten und unverpackten Instrumente und Werkzeuge - unabhängig von der Art und Komplexität.

Dampfsterilisation gemäß EN 13060

Superstark

Mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben: Hohe Beladepazitäten, kurze Zykluszeiten ab 15 min und eine effektive Vakuum-Schnelltrocknung garantieren einen kurzfristigen Wiedereinsatz Ihrer Instrumente.

Bis zu 5 kg auf 5 Tablettts



Supersmart

Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display macht alles einfach einfacher: Von der Programmwahl bis zur Dokumentation. Mit Hilfe der Prozessüberwachung erbringen Sie so den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation.

Dokumentation per USB oder Netzwerk*

Superrobust

Ein Autoklav darf niemals ausfallen: Deshalb gehen wir bei der Qualität keine Kompromisse ein und entwickeln, produzieren und optimieren unter höchsten Qualitätsansprüchen seit 1951 an unserem Firmensitz in Berlin.

100 % Qualität - made in Germany



Schützt die Umwelt. Und Ihre Patienten.

SteriHero Beauty verbindet Umweltschutz mit Wirtschaftlichkeit. Dank des wegweisenden Stand-alone Konzepts, des Power Save* Energiesparmodus sowie des langlebigen und robusten Gerätedesigns sind unsere Autoklaven die sauberste Lösung.

* Power Save ab 01.07.2023 (Update eigenständig durch Praxis-Team durchführbar)

* Netzwerkfähigkeit ab 01.07.2023 (Update eigenständig durch Praxis-Team durchführbar)

Zahlen. Daten. Fakten.

SteriHero Beauty garantiert mit vielfältigen Programmen eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Programme	Beauty-B	Schnell-S	Schnell-B	Schon-B	Prionen-B
Programm-Spezifikation	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	134 °C, Haltezeit: 20,5 min
Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung)*	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
Trocknungszeiten (zeitgesteuert)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

* Angaben für Typ B-Programme für einfach verpackte Beladung und Schnell-S für unverpackte Beladung. Zeiten können je nach Beladungsart und -menge abweichen.

Art.-Nr.	Gerätetyp	Kesselgröße	Kesselvolumen*	Beladungsmenge	Geräteabmessungen (B x H x T)	Gewicht	Stromversorgung	Dokumentationschnittstellen
ME10118B	Stand-alone Klasse B Autoklav (mit zusätzlicher Wasser-Aufbereitung kompatibel)	ø 25 cm x 35 cm lang	17 Liter	5 kg Instrumente / 1,8 kg Textilien	47 x 50 x 64 cm (Gerät passt auf 60 cm Tischplatte)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Netzwerk (Netzwerkfähigkeit ab 01.07.2023)

i Der Autoklav ist für den Einsatz in der Fußpflege, Kosmetik, Piercing, Tattoo und im nicht medizinischen Bereich bestimmt. Er ist kein Medizinprodukt gemäß der 93/42/EWG bzw. der EU 2017/745 (MDR).

Das Dreamteam zur Instrumenten-Aufbereitung

Die MELAG Systemlösung lässt Ihre Ideen vom zeit-, platz- und kostensparenden Hygiene-Workflow Wirklichkeit werden: Vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin, um mehr über das perfekte Zusammenspiel der MELAG Thermodesinfektoren, Siegelgeräten, Autoklaven und Softwarelösungen zu erfahren:



Vor Ort in Ihrer Praxis



Per Online Live-Demo



Im MELAG Showroom

Rev.0-23/0672-03.23-DE-ME



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation elektronisch in unserem Downloadcenter bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene