

hyclick® system ÜBERSICHT

Eurospender-Typen und die Kompatibilität mit dem hyclick®-System Nachrüstset.

ANBIETER VON EUROSPENDERN

TYPEN / AUSFÜHRUNGEN

	OPHARDT	schülke	Hartmann	B.Braun	Dr. Schumacher
<b>classic*</b> Pumpe über Rückseite entnehmbar	 ingo-man®			 Wandspender ELS, TLS, E, T	
<b>plus</b> Pumpe über Front entnehmbar (mit kurzem und langem Armhebel, 500 ml und 1 l)	 ingo-man® plus	 KHK / KHL	 Eurospender 1 plus	 Wandspender plus ELS, TLS, E, T	 AK 500/1000 PLUS
<b>smart*</b> Haube mit smarter grüner LED	 ingo-man® smart				
<b>touchless</b> Entnahme ohne Handkontakt	 ingo-man® plus Touchless	 KHN Touchless	 Eurospender 1 plus Touchless	 Wandspender Touchless	 AK 1000 PLUS Touchless

\* Abbildungen: © OPHARDT Hygiene

hyclick® system

Das hyclick®-System Nachrüstset ist kompatibel mit allen Spendern der Plus Serie.



hyclick®-Haube    hyclick®-Flaschenzentrierer