

# KERN ORM 1UN

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

# KERN



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×110×50 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitale Refraktometer

## Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	0 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	40 °C
Messgrößen	Refractive index Brix Urine (spec. gravity) Serum proteine
Messbereiche	1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 1,000 sgU - 1,050 sgU 0,0 g/dl - 12,0 g/dl
Teilungen	0,0001 nD 0,1 % 0,001 sgU 0,1 g/dl
Genauigkeiten	0,0003 nD 0,2 % 0,002 sgU 0.2 g/dl

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	121×58×25 mm
---------------------	--------------

## Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	60 sec
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65

## Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
--------------------------------	----------