


# ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE



*Enjoy mobility.*





## MODELLÜBERSICHT

### ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE



**VIA**  
Der Faltbare  
6 km/h  
Motor: 2 x 180 W



**ELTEGO**  
Das Standard Modell  
6 km/h  
Motor: 2 x 250 W



**TERRA**  
Der Solide  
6 km/h  
Motor: 2 x 450 W



**TRIPLEX**  
Der Komfortable  
6 km/h  
Motor: 2 x 450 W



**TAIGA**  
Der Leistungsträger  
6 km/h  
Motor: 2 x 600 W

### AUCH ALS SONDERGRÖSSEN ERHÄLTlich



EJOY RD XL



EJOY MD XL



NEO XXL



EJOY RD XXL



EJOY FD XXL



**GESCHWINDIGKEIT**

6 km/h



**REICHWEITE**

ca. 25 km



**STEIGUNG**

10° | 17,6 %

**AUSSTATTUNG**

**BEREIFUNG:**

- Hinterrad 13" (Luft)
- Vorderrad 8" (PU)
- Radspritzschutz (hinten)
- Heckantrieb

**SITZEINHEIT:**

- Aluminiumrahmen
- Atmungsaktive Sitz- und Rückenpolster
- Armlehne mit Armpolster hochklappbar
- Sitzkissen (50 mm)
- Fußplatte höhenverstell- und hochklappbar
- Schiebebügel

**SONSTIGES:**

- Fahrpult PG Drive VSI
- Fahrpult beidseitig montierbar
- Antikipprollen
- Beckengurt
- Tasche unter dem Sitz (abnehmbar)
- Stockhalter
- Zusammenfaltbar ohne Werkzeug

**ZUBEHÖR & OPTIONEN**

- Fahrpult PG Drive VSI Steuerung für Begleiter

**TECHNISCHE DATEN**

Sitzbreite	430 mm
Sitztiefe	430 mm
Sitzhöhe*	520 mm
Rückenhöhe*	560 mm
Sitzwinkel	5°
Rückenlehnenwinkel	14°
Unterschenkellänge	440 mm
Wendekreis	1720 mm
max. Hindernishöhe	40 mm
Motor 6 km/h	2 x 180 W   4200 UPM
Batterien	24 V   20 Ah
Ladegerät	24 V   2,5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.46.06.0004



LEERGEWICHT\*  
36 KG



BREITE  
690 MM



HÖHE  
980 MM



LÄNGE\*\*\*  
1090 MM



NUTZERGEWICHT  
120 KG

\*inkl. Batterien \*\*\*mit Beinstütze

\*ohne Kissen



**GESCHWINDIGKEIT**

6 km/h



**REICHWEITE**

ca. 25 km



**STEIGUNG**

8° | 14 %

**AUSSTATTUNG**

**BEREIFUNG:**

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 12,5" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (hinten)
- Heckantrieb

**SITZEINHEIT:**

- Aluminiumrahmen
- Anpassrücken
- Sitzbreite einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

**SONSTIGES:**

- Antikipprollen
- Fahrpult PG Drive VSI abschwenk- höhen- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- abnehmbare Tasche unterm Sitz
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

**ZUBEHÖR & OPTIONEN**

- Luft Bereifung
- Kopfstütze
- Stockhalter

**TECHNISCHE DATEN**

Sitzbreite	400 - 540 mm
Sitztiefe	440 mm
Sitzhöhe*	485 mm
Rückenhöhe*	540 mm
Sitzwinkel	3°
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell)
Unterschenkellänge	440 mm
Wendekreis	2400 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor 6 km/h	2 x 250 W   4600 UPM
Batterien	2 x 12 V   56 Ah
Ladegerät	24 V   5 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.0175



LEERGEWICHT\*  
74,5 KG



BREITE  
600 MM



HÖHE\*\*  
1040 MM



LÄNGE\*\*\*  
1050 MM



NUTZERGEWICHT  
120 KG

\*inkl. Batterien \*\*ohne Kopfstütze \*\*\*mit Beinstütze

\*ohne Kissen



**GESCHWINDIGKEIT**

6 km/h



**REICHWEITE**

ca. 32 km



**STEIGUNG**

8° | 14 %

**AUSSTATTUNG**

**BEREIFUNG:**

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 14" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Heckantrieb

**SITZEINHEIT:**

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Sitzbreite einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

**SONSTIGES:**

- Antikipprollen
- Transportbefestigung seitlich
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschwenk- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

**ZUBEHÖR & OPTIONEN**

- Luft Bereifung
- Komfortsitz
- Kopfstütze
- Beinstütze waagrecht und breitenverstellbar
- Breitenverstellkulisse
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Bordsteinheber
- Rückspiegel
- Stockhalter

**TECHNISCHE DATEN**

Sitzbreite	410 - 500 mm
Sitztiefe	400 - 450 mm
Sitzhöhe*	540 mm
Rückenhöhe*	550 mm
Sitzwinkel	-2° - 10° (manuell)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell)
Unterschenkellänge	380 - 460 mm
Wendekreis	1560 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor 6 km/h	2 x 450 W   3000 UPM
Batterien	2 x 12 V   56 Ah
Ladegerät	24 V   5 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.0098



LEERGEWICHT\*  
88,3 KG



BREITE  
605 MM



HÖHE\*\*  
1045 MM



LÄNGE\*\*\*  
1060 MM



NUTZERGEWICHT  
136 KG

\*inkl. Batterien \*\*ohne Kopfstütze \*\*\*mit Beinstütze

\*ohne Kissen



**GESCHWINDIGKEIT**

6 km/h



**REICHWEITE**

ca. 32 km



**STEIGUNG**

8° | 14 %

**AUSSTATTUNG**

**BEREIFUNG:**

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 14" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Heckantrieb

**SITZEINHEIT:**

- Aluminiumrahmen
- Anpassrücken
- Sitzbreite einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschenkbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (70 mm)
- Beckengurt

**SONSTIGES:**

- Antikipprollen
- Transportbefestigung seitlich
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschenk- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset

**ZUBEHÖR & OPTIONEN**

- Luft Bereifung
- Komfortsitz
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Beinstützen waagrecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Breitenverstellkulisse
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Kopfstütze
- Bordsteinheber
- Rückspiegel
- Stockhalter

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Sitzbreite</b>	410 - 500 mm
<b>Sitztiefe</b>	400 - 450 mm
<b>Sitzhöhe*</b>	540 mm
<b>Rückenhöhe*</b>	550 mm
<b>Sitzwinkel</b>	-2° - 10° (manuell) -2° - 20° (elektrisch)
<b>Rückenwinkel</b>	90° - 120° (manuell) 90° - 135° (elektrisch)
<b>Unterschenkellänge</b>	380 - 460 mm
<b>Wendekreis</b>	1560 mm
<b>max. Hindernishöhe</b>	40 mm
<b>Motor 6 km/h</b>	2 x 450 W   3000 UPM
<b>Batterien</b>	2 x 12 V   56 Ah
<b>Ladegerät</b>	24 V   5 A
<b>Rahmenfarbe</b>	Silber
<b>HMV-Nr.</b>	18.50.04.0139



**LEERGEWICHT\***  
100,2 KG



**BREITE**  
605 MM



**HÖHE\*\***  
1045 MM



**LÄNGE\*\*\***  
1060 MM



**NUTZERGEWICHT**  
136 KG

\*inkl. Batterien \*\*ohne Kopfstütze \*\*\*mit Beinstütze

\*ohne Kissen



**GESCHWINDIGKEIT**

6 km/h



**REICHWEITE**

ca. 35 km



**STEIGUNG**

10° | 17,6 %

**AUSSTATTUNG**

**BEREIFUNG:**

- Pannensichere Bereifung
- Hinterrad 14" (PU)
- Vorderrad 10" (PU)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (hinten)
- Heckantrieb

**SITZEINHEIT:**

- Aluminiumrahmen
- Sitzbreite einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Sitzkissen breitenverstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fußplatte winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Beckengurt

**SONSTIGES:**

- Antikipprollen
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschwenk- und längeneinstellbar
- Fahrpult links oder rechts montierbar
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugset
- Batterien mit Spritzwasserschutz

**ZUBEHÖR & OPTIONEN**

- Komfortsitz
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Beinstütze waagrecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Bordsteinheber
- Rückspiegel
- Stockhalter

**TECHNISCHE DATEN**

Sitzbreite	415 - 615 mm
Sitztiefe	410 - 560 mm
Sitzhöhe*	500 mm
Rückenhöhe*	530 mm
Sitzwinkel	-2° - 10° (manuell) -2° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 90° - 135° (elektrisch)
Unterschenkellänge	440 - 540 mm (manuell) 420 - 580 mm (elektrisch)
Wendekreis	1620 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor 6 km/h	2 x 600 W   4400 UPM
Batterien	2 x 12 V   80 Ah
Ladegerät	24 V   8 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.3001



LEERGEWICHT \*  
121 KG



BREITE  
670 MM



HÖHE\*\*  
1040 MM



LÄNGE\*\*\*  
1200 MM



NUTZERGEWICHT  
170 KG

\*inkl. Batterien \*\*ohne Kopfstütze \*\*\*mit Beinstütze

\*ohne Kissen



**Sie haben Fragen  
zu Produkten oder  
brauchen Hilfe?  
Wir helfen gerne!**

**KUNDENSERVICE**  
+49 (0) 72 48 | 92 0 92

**MAIL**  
info@bischoff-bischoff.de

**INTERNET**  
www.bischoff-bischoff.com

## NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Bischoff & Bischoff GmbH**  
Im Stöckmädle 13  
D-76307 Karlsbad  
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92  
info@bischoff-bischoff.de  
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH  
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische  
Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße  
unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von  
+/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte  
können in der Realität leicht abweichen.  
Stand: Juli 2023  
© Bischoff & Bischoff GmbH



[bischhoff-bischoff.com](http://bischhoff-bischoff.com)

