



## ECOspin III

Kompakte Tischzentrifuge für die tägliche Routine

12 - fach Winkelmotor bis 15ml Rörchen  
Bürstenloser Motor mit elektronischer Drehzahlsteuerung  
in Schritten von 100 U/min  
Digitale Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl  
Hygienische Folientastatur  
Elektromagnetische Deckelverriegelung  
Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse



medical **ECONET**

GERMANY

## Spezifikationen ECOspin III

Ausgestattet mit einem 12-fach Winkelrotor, zur Aufnahme von Rörchchen mit einem Volumen von bis zu 15ml und einer max. RCF von 2.400g ist die ECOspin III das ideale Gerät für den niedergelassenen Arzt.

Die ECOspin III Zentrifuge benötigt nur wenig Stellfläche und ist einfach zu bedienen. Die zuletzt gewählten Einstellungen für Drehzahl und Zeit werden gespeichert. Dies ermöglicht den Start auf Knopfdruck. Zur Sicherheit für den Anwender wird der Deckel im laufenden Betrieb elektromagnetisch verriegelt. Das strapazierfähige Gehäuse aus Kunststoff und die hygienische Folientastatur ermöglichen eine einfache Reinigung.



### Abmessungen 255 mm (B) x 245 mm (T) x 140 mm (H)



#### Leistungsdaten

Rotor	12-fach Rotor bis zu 15ml Rörchchen
Drehzahlsteuerung	elekt. in Schritten von 100 U/Min
Max. RCF	2.400 g
Max. Drehzahl	4500 U / min
Min. Drehzahl	300 U / min
Stromversorgung	110-240V 50/60 Hz
Geräusch bei max. Drehzahl	ca. 56 dB (A)
Abmessungen B x T x H	255 x 245 x 140mm
Gewicht	6 kg

medical **CONET**  
GERMANY

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0 info@medical-econet.com  
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55 www.medical-econet.com

distributor

\*All specifications are subject to change without notice.