

**GRALL**  
MEDIZINTECHNIK GMBH



Unsere Qualität ist  
unvergleichlich ...



## Herzlich Willkommen bei Grall Medizintechnik

Seit nun mehr über 30 Jahren setzen wir unbeirrt auf Qualität. Aus dieser Überzeugung heraus entwickeln wir bereits heute eine Vielzahl unserer Produkte selber. Dies ist unser Qualitätsanspruch – und damit sind wir einfach unvergleichlich.

Aber unsere qualitativen Produkte sind bei weitem noch nicht alles! Wir haben nicht nur ein ständiges waches Auge auf unser ausgewogenes Preis-/Leistungsangebot, im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit, sondern legen einen ganz besonderen Wert auf den direkten Kundenkontakt. Von Anfang an. Von der Planung über die Ausgestaltung bis hin zu ganz individuellen Lösungen begleitet unser Team Sie gerne und mit Freuden. Ob Gesamtkonzept, Einzeltechnik oder nur um Nachschub – wir sind Ihre verlässlichen Partner wenn es um Qualität geht.

### **Vertrauen Sie uns!**

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir erledigen alles Weitere für Sie. Unkompliziert, zeitgerecht und im Sinne einer guten und langjährigen Partnerschaft. Dafür bürgen wir mit unseren Namen.

Ihr Ing. Gerald Pürstl  
Geschäftsleitung

**GRALL**  
MEDIZINTECHNIK GMBH

Fordern Sie zu all unseren präsentierten Produkten auch Einzelprospekte als PDF an.



MEDIZINTECHNIK

# Hubschrauber-Transportliege

Eigenentwicklung in enger Zusammenarbeit mit der ÖAMTC Flugrettung



MEDIZINTECHNIK



# Die Hubschrauber-Transportliege

Die Vielzahl an Möglichkeiten zeichnet unsere Transportliege besonders aus

# HTL1

## Die Details überzeugen ...

- Erhöhung der Patientensicherheit durch ein speziell entwickeltes, fußseitig klappbares „Locker-System“ (optional auch kopfseitig möglich), sowie einklappbare Horngriffe.
- Uneingeschränkt kompatibel** für alle derzeit am Markt verwendeten Transport-Inkubatoren und Krankentragen.
- Aufnahme von Hubschrauber-Krankentragen von ÖAMTC und ADAC. Für alle gängigen Flugsysteme, wie zB. Christophorus, RK-1 oder ARA-Flugrettung.
- 4 große leichtläufige Rollensysteme Ø150 mm, mit Feststellfunktion und pannensicherer Gummierung; Speziell für den Outdoor-Bereich optimiert (Schotter, Matsch, Unebenheiten, ...).
- Funktionale Bremse; Freilauf und Richtungsfeststellungsfunktion auf **allen 4 Rollen**, durch ergonomische Fußbedienwippen.
- Norm-Gerätschiene **25 x 10 mm**, beidseitig montiert, für medizinisches Zubehör.\*



### Abmessung & Gewicht:

**Höhe:** 680 - 1.060 mm  
(stufenlose hydraulische Höhenverstellung)

**Breite:** 650 mm

**Länge:** 2.230 mm

**Zulässige Gewichtaufnahme:** 200 kg (sichere Arbeitslast)

**Med. Produktklasse:** 1

\*Optional stirnseitig möglich.



