

DATENBLATT**Original Littmann CORE Digital-Stethoskop**

Klarheit durch Präzision Das 3M™ Littmann CORE Digital-Stethoskop zeichnet sich durch die hervorragende Akustik und Qualität sowie den überragenden Tragekomfort eines Littmann Cardiology Stethoskops aus, verstärkt durch leistungsstarke Digitaltechnologie. Die bis zu 40-fache Verstärkung¹ und aktive Geräuschunterdrückung ermöglichen Ihnen, Auskultationen mit besonderer Sicherheit durchzuführen. Das 3M Littmann Core Stethoskop bietet Konnektivität mit Eko-Software auf einem Smart Device², so dass Sie Daten visualisieren, speichern und teilen können

Hören auf einem ganz neuen Niveau Das von der FDA freigegebene 3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskop ermöglicht ein Umschalten zwischen analogen und verstärkten Hörmodi. So können Sie sich während der Untersuchung Ihren bevorzugten Modus aussuchen. Die Dual-Frequency-Technologie, eine 3M Erfindung, ermöglicht es Ihnen, durch variablen Anpressdruck des Bruststücks die Membran so zu steuern, dass unterschiedliche Frequenzbereiche zu hören sind. Für niederfrequente Töne drücken Sie das Bruststück leicht auf den Patienten, für hochfrequente Töne erhöhen Sie den Anpressdruck auf das Bruststück. Die Soft-Ohroliven passen sich genau den Gehörgängen an und bieten so optimalen Tragekomfort sowie eine hervorragende Geräuschabdichtung. Das 3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskop ermöglicht Ihnen mit HIPAA-gerechten Mitteln das Sichern und Kommentieren von 15-, 30-, 60- oder 120-sekündigen Aufzeichnungen in gesicherter Umgebung mittels Eko-Software für iOS und Android. Legen Sie Ihre eigene Audio-Bibliothek an Herztönen an, um Krankheitsverläufe zu dokumentieren, sei es zu Schulungszwecken oder zur Patientenübergabe an Kollegen. Das 3M Littmann CORE Stethoskop ist eine Kombination eines Eko CORE Aufsatzes und eines 3M Littmann Cardiology IV Stethoskops. Bitte beachten Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen für Produktinstruktionen und -anleitungen. Die 40-fache Verstärkung basiert auf einem Vergleich zwischen analogem und elektronisch verstärktem Hören bei maximaler Lautstärke und Spitzenfrequenz (125 Hz).

Smart Device nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Membrane: Doppelseitig

Erwachsenenseite: 4,3 cm

Kinderseite: 3,4 cm

Länge: 69 cm

Gewicht: 232 g

DATENBLATT

Original Littmann CORE Digital-Stethoskop

Typ	Farbe	PZN	REF	VE
Bruststück, schwarz matt	schwarz		G5 8490	1 Stück
Bruststück: kupferfarben, hochglanzpoliert	schwarz		G5 8863	1 Stück
Bruststück: hochglanzpoliert	schwarz		G5 8869	1 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter
<https://www.servoprax.de/agb/>