## **TECHNISCHES DATENBLATT**



AMPri Handelsges. mbH • Benzstraße 16 • 21423 Winsen/Luhe, Germany • Tel. 04171 84 80-0 • www.ampri.de • info@ampri.de

FACEMATE
Mundschutz 3-lagig
mit Nasenbügel,
mit Antifog-Ausstattung
für Brillenträger,
zum Binden Art. 02064





Material

Vorderseite: 100 % Polypropylen, glatte, fusselfreie Oberfläche

Innen: je eine Lage zusätzlicher Spritzschutz und

glasfaserfreies Filtermedium

Rückseite: 100 % Polypropylen

Nasenbügel: flexibler, ummantelter Aluminiumdraht

Ausstattung: oberer Rand der Maske ist beidseitig mit einem

doppelten Streifen aus undurchlässigem Antibeschlag-

material umhüllt

**Abmessungen/Maske** Länge:175 mm ± 10 mm

Breite: 100 mm ± 2 mm

**Farben:** Außenseite grün

Innenseite weiß Bänder weiß

Filterleistung: ≥ 98% gemäß EN14683 Typ II

**Risikoanalyse:** leicht entzündlich – Vermeidung von starker

Hitze und Feuer – nicht für den Umgang mit

Gefahrenstoffen geeignet

Qualitätssicherung: CE gemäß (EU) 2017/745

MP Klasse 1

**Verpackung:** 50 Stück pro Dispenser

6 Dispenser im Karton

Rev 2 / 10.2022