



# Premium DOMETRA Latex OP

Unsere Premium-Antwort auf Ihre Anforderungen an einen modernen OP-Handschuh:



- ✓ Puderfreier, anatomisch geformter, steriler Einmal-OP-Handschuh.
- ✓ Ideales Tastgefühl durch speziell texturierte, mikrogeraute Fingerspitzen.
- ✓ Hautfreundlich und leicht anziehbar dank der patentierten Innenbeschichtung. Vereinfacht den intraoperativen Handschuhwechsel auch bei Doppelbehandlung oder feuchter Haut.
- ✓ Absolut sicher aufgrund der anatomischen Form und eigens angepasster Wandstärke der einzelnen Handschuhbereiche.
- ✓ AQL 0,65

# Premium

# DOMETRA Latex OP

## AQL 0,65

### Inhaltsstoffe

Naturkautschuklatex, ZDEC, ZDBC, ZnO, Sulfur, Antioxidant, Polymer, Titanium Dioxide

### Verpackung

50 Paar pro Packung, 4 Packungen pro Karton

### Haltbarkeit

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperatur unter 10°C und über 30°C vermeiden)

### Hinweis:

Nur geschlossene und unbeschädigte Verpackungen verwenden.

### Produkt getestet gem. den Prüfnormen:

EN 455-1 / -2 / -3 / -4 || EN 374-1 / -2 / -4 / -5 || EN 16523-1 || EN 420

EN ISO 13485:2016

93/42/EWG: Medizinprodukt der Klasse IIa Regel 7

Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III  
(weitere Informationen siehe Primärverpackung)



Artikel-Nr.	PZN	Größe
8956570	15385224	6
8956571	15385230	6,5
8956572	15385247	7
8956573	15385276	7,5
8956574	15385282	8
8956575	15385299	8,5
8956576	15385313	9

Wandstärke (mm)	
Schaft	0,180 ± 0,020
Handfläche	0,210 ± 0,020
Finger	0,230 ± 0,020

Reißkraft (N)	Bioburden (CFU*)
Vor Alterung ≥ 9N	< 600
Nach Alterung ≥ 9N	< 600

\* CFU = colony-forming unit