

Die nächste Generation One System ⁺Plus **Effizienter. Stabiler. Nachhaltiger.**



Das bewährte Einweg-Vliestuchspendersystem ONE SYSTEM PLUS gibt es jetzt in einem neuen, innovativen Design für eine besonders einfache Handhabung.

One System ⁺Plus 2.0

Flächendesinfektion leicht und leistungsstark

Das Einweg-Vliestuchspendersystem jetzt in verbessertem Design

1. Das System bietet noch mehr Stabilität für die einfache Durchführung von Hygienemaßnahmen.
2. Die Entnahmeöffnung wurde verbessert, um das Befüllen zu erleichtern.
3. Der neue umklappbare Henkel ermöglicht eine besonders einfache Handhabung.
4. Eine optimierte Palettenauslastung von 48 auf 56 Stück reduziert die Transportwege.
5. Ein um ca. 18 % geringerer Materialeinsatz ermöglicht eine Reduzierung des Kunststoffverbrauchs.

Im Einsatz mit folgenden Produkten kann ONE SYSTEM PLUS über einen Zeitraum von bis zu 42 bzw. 60 Tagen¹ verwendet werden:

ULTRASOL OXY // OPTISAL PLUS // BIGUANID FLÄCHE NR // CLEANISEPT // OPTISAL N // DESCOSEPT PUR // DESCOSEPT SENSITIVE



ULTRASOL
OXY®
60 Tage



OPTISAL®
PLUS
42 Tage



BIGUANID
FLÄCHE NR
42 Tage



CLEANISEPT®
42 Tage



OPTISAL® N
42 Tage



DESCOSEPT
PUR
42 Tage



DESCOSEPT
SENSITIVE
42 Tage

Anwenderfreundlich und robust

Das innovative Einweg-Vliestuchspendersystem ist einfach und effizient in der Anwendung. Die an der Vliestuchrolle ausgerichtete Entnahmeöffnung ermöglicht den Anwendern neben einer gezielten Durchtränkung der gesamten Rolle und der damit verbundenen verkürzten Vorbereitungszeit den schnellen Zugriff bei Erstentnahme des Tuches. Der Spender mit seiner faltbaren Leichtbauweise besteht aus sortenreinem Polypropylen, ist entsprechend ohne besondere Vorgaben zu entsorgen und komplett recyclingfähig.

Geprüfte Kompatibilität

Der enthaltene DESOTEX-Premiumvliesstoff besteht aus reißfestem Vliesstoff und ist vollumfänglich mit den empfohlenen Desinfektionsmitteln begutachtet. ONE SYSTEM PLUS gewährleistet eine optimale Durchführung der gewünschten Desinfektionsmaßnahme durch anwendernahes Handling, hohe Wirtschaftlichkeit und ein nachgewiesenes, hygienisches Ergebnis.

Tuchgröße				
30 X 32 cm				
Gebinde	VE	Inhalt	PZN	Art. Nr.
ONE SYSTEM PLUS	2	100 Blatt	12380433	00-915-OSEE100-01

¹ Im Vergleich zu anderen gängigen Flächendesinfektionsmitteln mit einer Standzeit von 28 Tagen und einer Vortränkzeit von 30 Minuten erreichen die getesteten, VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel aus dem Hause Dr. Schumacher eine Vortränkzeit von nur 15 Minuten und eine bis zu 42 bzw. 60 Tagen verlängerte Standzeit des befüllten Systems.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.