

Produktinformation

meli Pflegeschale 26, weiß

Artikel-Nr.: 01403000

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

meli Schale 26 aus PC weiß Außenmaße: 253 x 253 x 55 mm - spülmaschinengeeignet bis 93° - aus hochwertigem Kunststoff - schlagfest und formstabil

Material

Polycarbonat (PC)

Gewicht

Stück	0,35 kg
-------	---------

Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125700771
-------	---------------

Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.