

# Produktinformation


## melijekt Beschriftungs-Folie 3-25 für Insulin-Pen-Tablett passend zu Tablett 017250

Artikel-Nr.: 01725400

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Sample image – refer to description!

### Beschreibung

Beschriftungsfolie 3R-25 passend für Insulin-Pen-Tablett 3R Nr. 017250 - abwischbar

### Material

Polyvinylchlorid (PVC)

### Gewicht

|       |         |
|-------|---------|
| Stück | 0,01 kg |
|-------|---------|

### Barcodes GTIN / EAN

|       |               |
|-------|---------------|
| Stück | 4251125703253 |
|-------|---------------|

### Aufbereitung und Wiederverwendung

PVC: Manuelle Reinigung und Desinfektion empfohlen.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.