

Produktinformation


melipul EINWEG-Medikamentenbecher, 25ml, Pack 150 Stück, gelb

Artikel-Nr.: 01306004

Verpackungseinheit: 1 Pack

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

aus Polypropylen, konische Form, Inhalt: 25 ml, mit Maßangabe, Maße: 36 mm Ø x 42 mm

Material

Polypropylen (PP)

Gewicht

Pack 0,34 kg

Barcodes GTIN / EAN

Pack 4251125700382

Abmessungen L x B x H

Pack 290 x 200 x 36 mm

MDR (2017/745)

UDI-DI: 4251125700382

Basis UDI 42511257013060DU

Klasse nach MDR class 1

Anleitung / Einweisung nicht erforderlich

Hersteller Helmut Schwarz GmbH, Rengers 6, 88316 Isny, Germany

Aufbereitung und Wiederverwendung

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 140° C möglich. Achten Sie nach der Reinigung des Kunststoffartikels darauf, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und dieser vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen verwenden. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit nimmt die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.