

ProCare Med 13 PRE - 500 ml Vorbehandlungsschaum, mildalkalisch, 500 ml zur manuellen Vorbehandlung, enzymatisch.

EAN: 7612594269287 / Materialnummer: 11847560 / Alte Materialnummer: 6980M0271V1



- Die Vorbehandlung verringert die Haftung von Verunreinigungen
- Verbesserte Abspülbarkeit durch Verhinderung der Austrocknung
- Verbesserung der maschinellen Aufbereitung von Instrumenten
- Hohe Materialschonung
- Recycelbare Verpackung einschließlich Verschluss & Etikett

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Sehr gut
Entfernung von organischen Rückständen	Sehr gut
Entfernung von Resten von Gewebe- und Zellkulturen	Sehr gut
Entfernung von Schleim von medizinischen Instrumenten	Sehr gut
Verringert die Haftung von Verunreinigungen an Oberflächen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	Ready to use
pH-Wert der Anwendungslösung	8,0-9,0
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Vorbehandlungsschaum
Aggregatsform	Schaum
Inhaltsstoffe	Enzyme, Konservierungsmitt el, Methylisothiazolinone, Ten side, nichtionische Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Beugt Korrosion vor	•
Materialschutz	•
Frei von Phosphaten	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für Buntmetalle	•
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für die manuelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für den Transport vom Einsatzort zum	•
Aufbereitungsbereich	
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	187
Außenmaß, Nettobreite in mm	67
Außenmaß, Nettotiefe in mm	67
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	187



ProCare Med 13 PRE - 500 ml Vorbehandlungsschaum, mildalkalisch, 500 ml zur manuellen Vorbehandlung, enzymatisch.

EAN: 7612594269287 / Materialnummer: 11847560 / Alte Materialnummer: 6980M0271V1



Außenmaß, Bruttobreite in mm	67
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	67
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	500
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CF	•