



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1441.200
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Safety-Kanüle, Kanüle (ØxL): 22G x 1", Codierungsfarbe: schwarz, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Codierung Farbe	schwarz
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	22 G / 0,7 mm
Länge der Kanüle	25,4 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	39000
Tiefe des Innenkartons	268 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	71 mm
Tiefe des Umkartons	373 mm
Breite des Umkartons	233 mm
Höhe des Umkartons	290 mm
Volumen des Umkartons	0,0252 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	2,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917129206
EAN des Umkartons	4038917361972

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

