

Cardio 4000 Cycle – Fahrradergometer

Das Fahrradergometer ist der Urahn der jüngsten Cardiogerätegeneration von ERGOFIT. Dementsprechend steckt im Cycle die Erfahrung aus fünf Jahrzehnten Forschung, Entwicklung und Fertigung. Es wird angetrieben durch die von ERGOFIT® entwickelte Wirbelstrombremse.

Die Features des Cycle von ERGOFIT®:

- Tiefer Durchstieg - besonders geeignet für Patient:innen mit Knie- oder Hüftproblemen
- Geringe Einstiegsbelastung von 15 Watt für ein schonendes Training
- Ein für den medizinischen Einsatz konzipierter Sattel, der in horizontaler und vertikaler Richtung verstellbar ist

Optional sind verstellbare Pedalarms für das Cycle lieferbar.

Technische Daten

Anzeigeparameter	Watt, Pulse, Time, Dist, RPM, kcal
Testprogramme	Conconi (mit VITALITY CARE bei 4000 C / C MED / CVT / CVT MED / CE), Stufentest 130/150/170
Trainingsprogramme	Manuell, Manuell Countdown, Profile, Gearselection, Test bei CVT zusätzlich: Spiele, Cardio, Extern
Ansteuerung	drehzahlunabhängig + drehzahlabhängig
Gerätemaße (L/B/H cm)	118/54/145
Gerätengewicht	ca. 64 kg
Drehzahlbereich	20 – 120 U/min
Leistungsbereich	15 – 600 W
Abstufung / Schritte	5 W
Max. Gewichtsbelastung	180 kg
Besonderheiten	tiefer Durchstieg, Gangschaltung

