

# „skai® Tundra“ Farbkarte



Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

## Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 6570-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| eyeForce         | 1800 0000          |
| 500 XLE          | 1500 0006          |
| 500 XLE comfort  | 1500 0006          |
|                  | + 3037 0080        |
| 500 XLS          | 1500 0005          |
| 500 ECO          | 1500 0008          |
| 400 XL           | 1400 0001          |
| surgiForce       | Formsitz 2600 0008 |
| surgiForce light | Formsitz 2600 0009 |
| surgiLine        | Formsitz 2200 0008 |
| assistLine       | 2400 0015          |
| motionLine       | 1700 0000          |

+ Art. Nr.: 3037 0...

|                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                       |                                        |                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                       |                                        |                                       |
| weiß F6461198<br>Art. Nr.: .....134    | creme F6461210<br>Art. Nr.: .....057   | beige F6461636<br>Art. Nr.: .....094    | sand F6461230<br>Art. Nr.: .....058     | pistazio F6461610<br>Art. Nr.: .....153  | mint F6461495<br>Art. Nr.: .....067   | aqua F6461456<br>Art. Nr.: .....001    | türkis F6461338<br>Art. Nr.: .....008 |
|                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                       |                                        |                                       |
| perle F6461288<br>Art. Nr.: .....007   | silber F6461550<br>Art. Nr.: .....070  | stone F6461608<br>Art. Nr.: .....075    | bleu F6461496<br>Art. Nr.: .....068     | dolphin F6461609<br>Art. Nr.: .....076   | sky F6461581<br>Art. Nr.: .....073    | royal F6461196<br>Art. Nr.: .....051   | atoll F6461453<br>Art. Nr.: .....062  |
|                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                       |                                        |                                       |
| violett F6461356<br>Art. Nr.: .....059 | cyclame F6461381<br>Art. Nr.: .....119 | orchidee F6461354<br>Art. Nr.: .....011 | bordeaux F6461350<br>Art. Nr.: .....010 | kirsche F6461199<br>Art. Nr.: .....054   | feuer F6461454<br>Art. Nr.: .....063  | karneol F6461557<br>Art. Nr.: .....072 | orange F6461556<br>Art. Nr.: .....071 |
|                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                       |                                        |                                       |
| apricot F6461458<br>Art. Nr.: .....066 | mais F6461457<br>Art. Nr.: .....065    | mango F6461607<br>Art. Nr.: .....074    | safran F6461542<br>Art. Nr.: .....069   | limonade F6461343<br>Art. Nr.: .....009  | limone F6461543<br>Art. Nr.: .....109 | smaragd F6461455<br>Art. Nr.: .....064 | agave F6461273<br>Art. Nr.: .....006  |
|                                        |                                        |                                         |                                         |                                          |                                       |                                        |                                       |
| chrom F6461205<br>Art. Nr.: .....056   | ocean F6461204<br>Art. Nr.: .....055   | schoko F6461357<br>Art. Nr.: .....060   | schwarz F6461195<br>Art. Nr.: .....050  | anthrazit F6461197<br>Art. Nr.: .....052 |                                       |                                        |                                       |

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.