

KERN MBA 10K-3M

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

KERN®

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MBA 10K-3M
Modell-Reihe	MBA
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761248854
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	15 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg
Eichwert (e)	0,005 kg

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Ja
Drehbare Schraubenfüße	Ja
Wägefläche (d)	600×260 mm
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	600×260 mm
Abmessungen komplett montiert	845×364×145 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz

IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
-------------------------	----------------

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	6×1.5 V AA
Betriebszeit	20 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Wägeeinheiten	Kg
Anzahl der Wägebereiche	1
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN MBA 10K-3M



Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 690×490×210 mm

Bruttogewicht 6 kg

Nettogewicht 4,6 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 700 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 700 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

Mindestlast (Min) 0,1 kg

Eichung durch KERN möglich Ja

Eichgültigkeitsklasse III

Medizinische Zulassung 93/42/EWG Ja

MPG-Klasse 1m

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-128

Eichung 965-128.

Funktionen

Standard



Option



Factory

