

# Produktdatenblatt

## miro-kidstripe



### Zweckbestimmung:

Wundverband mit Kompresse zur temporären Wundabdeckung, nicht aktiv, nicht implantierbar

### Anwendung durch:

medizinisches Fachpersonal

### Risikoklasse:

Klasse I/unsteril - Anhang: VIII - Regel: 4

### Haltbarkeit:

60 Monate

### Produktbeschreibung:

Unsere Kinderpflaster sind speziell für empfindliche Kinderhaut entwickelt und bieten optimalen Schutz bei kleinen Verletzungen. Sie bestehen aus einem hochwertigen, wasserabweisenden Material, das die Wunde vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Jedes Pflaster ist mit bunten Kindermotiven gestaltet, die für Spaß und Ablenkung bei den Kleinen sorgen. Für den angenehmen und sicheren Halt sorgt ein hautfreundlicher Acrylatkleber.

### Indikation:

· zur kurzfristigen Abdeckung der Einstichstelle nach der Blutentnahme

Motiv  
für 17103



Motive  
für 17104



Art-N°	Größe	GTIN	PZN	VE
17103	12 x (72x19mm) + 8 x (63x19mm) 1 Motiv	04044044000837	03678079	20 Stück
17104	72x19mm - 5 Tier-Motive	04044044010843	19731462	100 Stück

Basic UDI für miro-kidstripe: 40440440041FS - SRN: DE-MF-000005970

## miro

miro Verbandstoffe GmbH  
In den Wiesen 3  
51674 Wiehl  
Germany

Tel. 02262 7248-0  
Fax: 02262 7248-48  
E-Mail: [info@miro-verbandstoffe.de](mailto:info@miro-verbandstoffe.de)  
Webseite: [www.miro-verbandstoffe.com](http://www.miro-verbandstoffe.com)

Ausgabestand: 20.12.2024



SCAN ME