





Beleuchtungsstärke	1200 Lux à 0.5 m*
Beleuchtungsfeld (D10)	45 cm à 0.5 m*
Farbwiedergabe CRI (Ra)	96
Farbwiedergabe R9	90
Farbwiedergabe R13	93
Farbtemperatur	3000 K*
Lichtstrom	180 lm*
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Netzanschlussleitung	2 m Euro
Leuchtengehäuse	Polybutylenterephthalat (PBT)
Gewicht (Netto)	1.5 kg
Schutzklasse	II
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), stufenlos dimmbar, Findelicht (beleuchteter Schalter)
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16 mm)
Zubehör	Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
Bestellnr.-Nr.	D16369000

#### Lichtverteilung



#### Technische Zeichnung

