


LiquiBand® Optima

Der schnelle, präzise und kontrollierte topische Wundverschluss



VORTEILE DES PRODUKTS

✓ BUTYL-CYANOACRYLAT-BASIERTE FORMEL

- ▶ Starker und sicherer Wundverschluss
- ▶ Schnelles Trocknen in 10 Sekunden
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Hautklebers
- ▶ Niedrige Viskosität für präzise Versorgung

✓ EINZIGARTIGER APPLIKATOR

- ▶ Einfache und sichere Aktivierung mit dem Flügelapplikator
- ▶ Kontrolle der vorhandenen Klebermenge mit der Füllstandsanzeige Visidome
- ▶ Vormontierter gebrauchsfertiger Applikator

✓ EFFEKTIVER WUNDVERSCHLUSS AUF DER KOPFHAUT

- ▶ Sicherer, wirksamer und schneller Wundverschluss bei Kopfhautschnittwunden*
- ▶ Flow Control Präzisionsspitze für Bereiche mit dichtem Haarwuchs

✓ MEHR VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN

- ▶ Hervorragendes postoperatives ästhetisches Ergebnis
- ▶ Geringe exotherme Reaktion



Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Optima	0,5g	10	OPT 001	12409562
LiquiBand® Optima	0,35g	10	OPT 002	12409467

*Bei der Anwendung in Bereichen mit dichtem Eigenhaar vorsichtig anwenden, da die Haarfollikel bei übermäßigem Auftragen geschädigt werden können.

RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Deutschland
Tel. +49 9128 / 91 15 0 **Fax.** +49 9128 / 91 15 91 **E-mail** info@liquiband.com **Website** liquiband.com



IRM 06 0285

© 2018. LiquiBand ist ein eingetragenes Markenzeichen von Advanced Medical Solutions Ltd.