



GL 40 mg/dL

**beurer**  
medical

## GL 40 mg/dL Blutzuckermessgerät

german  
engineering



Mit USB-Kabel und Health-Manager Software zum Gratis-Download



Beleuchteter Einfuhrschacht



Hinterleuchtetes Display



Easy to use: beleuchteter Einfuhrschacht, großes hinterleuchtetes Display, breite Teststreifen

Starter Set: Messgerät, Stechhilfe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Batterien, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch, USB-Kabel

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter, Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit (Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel)

Speicherwerte vorwärts und rückwärts scrollbar

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillar)

Plasma kalibriert

Messbereich: 20-630 mg/dL

Erfüllt die EN ISO 15197: 2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Mit USB-Kabel und HealthManager Software zum Gratis-Download unter: [www.beurer.de](http://www.beurer.de) - SERVICE - Download

Abschaltautomatik

Produktmaße: 47 x 85 x 14 mm

Produktgewicht: ca. 43 g (mit Batterien)

2 x Lithiumbatterien CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	-10°C bis +60°C	5% bis 95%
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	10% bis 85%
Betrieb:	+10°C bis +30°C	10% bis 85%

Medizinprodukt

PZN: 7270 257

HMV-Nr. 21.34.02.1092

3 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

EAN-Nr.: 4211125 46300 7

Art.-Nr.: 463.00