

Technische Daten

REF 802-035

Handgr., 2 Tast., Messer, Ø 2,4 mm, 3-Pin, 5 m, Einw., steril



Merkmale

Größe / Abmessung:	192 mm
Kabel:	5 m
Brutto Gesamtgewicht / Netto Einzelgewicht:	6750 g / 100 g
Spannungsfestigkeit:	5000 Vp
Monopolar / Bipolar / Passiv:	Monopolar

Reinigung und Desinfektion

Einweg / Mehrweg:	Einweg
Sterilität:	Steril
Sterilisationsverfahren:	EO - Ethylenoxid
Aufbereitung:	Nicht zulässig

Zulässige Kombinationen

Steckertyp:	3-Pin International
Zulässige Kombinationen:	2,4 mm Einweg-Elektroden

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit:	PAK (50 ST)
Lieferumfang:	Inkl. Standard-Messerelektrode, Gebrauchsanweisung

Weitere Angaben

CE-Kennzeichen:	JA
Benannte Stelle:	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
EU Medizinprodukte Klassifizierung:	IIb
Hersteller:	BOWA-electronic GmbH & Co. KG