


## Farbkarte


### Inhalt:

- Kunstleder
- PU-Beschichtung
- PUD-Beschichtung
- Stoffe
- PVC
- Nylonspezialgewebe
- Antirutschmaterialien




# Farbkarte

## Kunstleder



weiß - Standard, phthalatfrei




creme, phthalatfrei



safran, phthalatfrei



gelb, phthalatfrei



melange, phthalatfrei



feuerrot, phthalatfrei




bordeaux, phthalatfrei



cyclame, phthalatfrei




violett, phthalatfrei



royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei



hellblau, phthalatfrei



agave, phthalatfrei




chrom, phthalatfrei



schwarz, phthalatfrei



**KL- anthrazit**  
antistatisch  
(Alternativ PU-Bezug  
antistatisch, schwarz wählbar)  
Mehrpreis +30% zu KL-Bezug



trocknergeeignet



nicht trockengeeignet

# Farbkarte

## PU Beschichtung



agave - Standard




schwarz



blau



gelb



lichtgrau

### Info

Aufgrund des hohen Weißanteils in Blau können wir keine Garantie auf die Röntgenfähigkeit geben.


### Info

PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blut-fest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei möglicher Kontamination mit Blut Produkt mit Einmal-PE-Folien abdecken, bei Kontamination Produkt entsorgen.


## PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



hellblau



schwarz



blau



gelb



lichtgrau



antistatisch,  
anthrazit

### Info

Eigenschaften der Beschichtungen siehe Register „Wichtige Hinweise & Pflege“

# Farbkarte


## PU-Bezug (Polyurethanbezug abwischbar)



**PU-Bezug**  
weiß,  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz,  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz antistatisch, hoch-  
reißfest, sehr elastisch, hoch  
desinfektionsmittelbeständig,  
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
blau,  
60°C waschbar


### Info

Die angegebenen  
Waschsymbole gelten  
ausschließlich für unsere  
Stoffe. In Kombination  
mit waschbaren Füllungen  
fragen Sie bitte die mög-  
liche Waschbarkeit und  
Trocknung bei uns an.


## Stoffe



**Micronara**  
anthrazit, Standard  
40°C waschbar



**Micronara**  
blau,  
40°C waschbar




**Micronara**  
schwarz,  
40°C waschbar




**Micronara**  
hellbraun,  
40°C waschbar




**Frottee**  
natur,  
60°C waschbar




**Trikot**  
weiß,  
95°C waschbar




**Anti-Milben-Bezug**  
60°C waschbar

 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet

## Farbkarte

### PVC




creme - Standard



grau


### Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila



orange




grauweiß


Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkerneissen ( Seite 11.7).

Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

### Antirutschmaterialien




**Turnmattenmaterial**  
blau, hochreißfestes  
Spezialgewebe



**Antirutschmaterial**  
anthrazit,  
extrem rutschhemmendes  
Spezialgewebe

### Baumwollstoff



Bezugsstoff Wildlife,  
60°C waschbar