

ERGOFIT

CIRCLE

CARDIO 4000 MED



Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse I
- Monochromes LCD-Display mit 4 Tasten
- Codierter Polar-Pulsempfänger
- Wegklappbarer Sitz für rollstuhlgerechten Einstieg, stehendes oder sitzendes Training
- Training in Vor- und Rückwärtsbewegungen
- Längenverstellbare Kurbelarme mit innovativem Kugelgriff
- Diagonal oder parallel einstellbare Griffposition
- Stufenlose Höhenverstellung für das Training im Sitzen oder Stehen
- Geräuscharme Wirbelstrombremse (Eddy-Current-Brake)
- Flaschenhalter
- Transportrollen
- Gehilfenhalterung

Trainingsprogramme

- Manuell
- Profile
- Cardio
- Manuell Countdown
- Gangschaltung
- PWC Test

Optional

- Medizinischer LAN-Isolator
- Handkurbel mit Ringgriff
- Codierter Polar-Pulsempfänger
- Codiertes Polar-Sender-Set

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 165/63/152 cm
- Gesamtgewicht: 107 kg
- Nutzergewicht: 200 kg
- Netzabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - 15 bis 400 Watt (drehzahlunabhängig, drehzahlabhängig)
 - Drehzahlbereich 20 bis 120 U/min

Dokumente

Gebrauchsanweisung Cardio 4000 MED

Gebrauchsanweisungen älterer oder abgekündigter Geräte erhalten Sie gerne auf Anfrage kostenfrei über unseren Service unter service@physiomed-group.com. Geben Sie hierzu bitte die genaue Gerätebezeichnung inkl. Seriennummer und Ihre Anschrift an. Wir schicken Ihnen diese zu.

Produktfarben



RAL 9016 DB 703
Verkehrsweiß Eisenglimmer

Rahmen



RAL 9016 DB 703
Verkehrsweiß Eisenglimmer

*Die dargestellten Farben können je nach Monitor und Bildschirmauflösung von den tatsächlichen Farben abweichen.