

ERGOFIT

# RECUMBENT

CARDIO 4000 MED



## Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse I
- Monochromes LCD-Display mit 4 Tasten
- Codierter Polar-Pulsempfänger
- Horizontale Sitzeinstellung
- Tiefer Durchstieg für einfache Trainingspositionierung
- Geräuscharme Wirbelstrombremse (Eddy-Current-Brake)
- Flaschenhalter
- Transportrollen

## Trainingsprogramme

- Manuell
- Profile
- Cardio
- Manuell Countdown
- Gangschaltung
- PWC Test

## Optional

- Medizinischer LAN-Isolator
- Längenverstellbare Pedale
- Codierter Polar-Pulsempfänger
- Codiertes Polar-Sender-Set

## Technische Daten

- Maße (L/B/H): 160/54/125 cm
- Gesamtgewicht: 79 kg
- Nutzergewicht: 200 kg
- Netzabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
  - 15 bis 600 Watt (drehzahlunabhängig, drehzahlabhängig)
  - Drehzahlbereich 20 bis 120 U/min

## Dokumente

Gebrauchsanweisung Cardio 4000 MED

Gebrauchsanweisungen älterer oder abgekündigter Geräte erhalten Sie gerne auf Anfrage kostenfrei über unseren Service unter [service@physiomed-group.com](mailto:service@physiomed-group.com). Geben Sie hierzu bitte die genaue Gerätebezeichnung inkl. Seriennummer und Ihre Anschrift an. Wir schicken Ihnen diese zu.

## Produktfarben



RAL 9016      DB 703  
Verkehrsweiß    Eisenglimmer

## Rahmen



RAL 9016      DB 703  
Verkehrsweiß    Eisenglimmer

\*Die dargestellten Farben können je nach Monitor und Bildschirmauflösung von den tatsächlichen Farben abweichen.