


A 101

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe 160 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm


EAN: 4002516828143 / Materialnummer: 12645590 / Alte Materialnummer: 69610101D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8063	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Oberkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	206
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	527

A 101

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



EAN: 4002516828143 / Materialnummer: 12645590 / Alte Materialnummer: 69610101D

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	3,03
Bruttogewicht in kg	3,68