


A 308

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 34 Einlegesohlen für OP-Schuhe.



- Geeignet für bis zu 34 Einlegesohlen
- Zur Verwendung in Ober- oder Unterkorblafetten

EAN-Nr.: 4002516855415 / Materialnummer: 12683170 /
Alte Materialnummer: 69630801D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin

Gerätezugehörigkeit

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Produktkategorie

Einsatz für OP-Schuhe

Anwendungsbereich

Aufbereitung von OP-Schuhen

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

71

Außenmaß, Nettobreite in mm

475

Außenmaß, Nettotiefe in mm

445

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

270

Außenmaß, Bruttobreite in mm

525

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

540

Nettogewicht in kg

1,15

Bruttogewicht in kg

2,00