

NEU 2026

miro-haft krepp color - Farbmix

elastische Binde zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände zur Anwendung auf intakter Haut



- einzeln cellophaniert
- gute Luftdurchlässigkeit
- wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden
- zum schnellen Fixieren, Stützen und Entlasten

Bringen Sie mehr Farbe in Ihre Praxis. Mit unseren beliebten Haftbinden ab sofort im praktischen 10er Farbmix! Die kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur haftet hervorragend auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Haaren. Universell einsetzbar. Lässt sich schnell und faltenfrei anlegen.



Packung mit den Farben:
2x gelb, 2x grün, 2x rot, 4x blau

Bestellinformationen:

Art-N°	Länge	Breite	PZN	Farbe	Inhalt VE
63001	20m	6cm	20998070	4x 2x 2x 2x	10 Stück
63002	20m	8cm	20998101	4x 2x 2x 2x	10 Stück
63003	20m	10cm	20998087	4x 2x 2x 2x	10 Stück