

FALKNER

IHR SPEZIALIST FÜR MASSAGELIEGEN

QUALITÄT FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE



THE NAME FALKNER STANDS SURETY
FOR THE FOLLOWING FACTS

THE UPPER PART OF
THE MÜHLVIERTEL IS
THE IDEAL LOCATION
IN ORDER TO THINK
OF THE ESSENTIAL

Because trade has been carried on for centuries here, because the Bohemian forest is the cradle of the proverbial Mühlviertler morale and the quality requirement which is closely associated with it and because that wood grows in calm here which real high-class equipment is made from. We have been manufacturing massage tables exclusively for more than 30 years because top quality of a product only increases by experience. The equipment you work with has to possess personality and has to emit confidence like the therapist or masseur himself. Products from Messrs. Falkner have been matured into perfect assistants with brain, heart and soul in steady cooperation with leading therapy and healing practices. A massage table from Messrs. Falkner fulfills any individual requirement in a comprehensively professional manner no matter if made of massive native ash wood, beech, nut or luxury wood, no matter if it is a simple base model or an object for representation in a top design.

Guarantee for the above statements
Margit Ragab

WOFÜR FALKNER STEHT

DAS OBERE MÜHLVIERTEL
IST DER IDEALE ORT,
UM SICH AUF DAS
WESENTLICHE ZU
BESINNEN

Weil hier das Handwerk seit Jahrhunderten gepflegt wird. Weil der Böhmerwald die Wiege der sprichwörtlichen Mühlviertler Arbeitsmoral und des damit verknüpften Qualitätsanspruchs ist. Und weil hier in aller Ruhe jenes Holz heranwächst, aus dem echte Wertanlagen geschnitzt sind. Weil die Güte eines Produktes nur mit der Erfahrung wächst, werden bei uns in Peilstein seit über 30 Jahren Wellness- und Behandlungsliegen aus Holz gefertigt. Denn so wie die Therapeutin oder der Masseur, muss auch das Arbeitsgerät Persönlichkeit besitzen und Vertrauen ausstrahlen.

In ständiger Zusammenarbeit mit führenden Therapie- und Heilpraxen sind Falkner-Produkte zu perfekten Assistenten mit Verstand, Herz und Seele gereift. Ob aus massiver heimischer Esche, Buche, Nuss oder in Edelholzausführung, ob als einfaches Basismodell oder als Repräsentationsobjekt im Top-Segment: Eine Massageliege von Falkner erfüllt jedes individuelle Bedürfnis in ganzheitlich professioneller Weise.

Das garantiert Ihnen
Margit Ragab

Margit Ragab



OPTIONS

OPTIONEN

- ▶ Kopfteil 1-teilig/
one-piece head part
- ▶ geteilte Liegefläche (Fußteil als Rückenlehne)
Divided lying surface (foot part as backrest)
- ▶ vergrößerte Gesichtsoffnung
mit Einlagepolster und Abdeckung/
enlarged face opening, with insert cushion
- ▶ verschiedene Auflagestärken/
different thicknesses of the layer
- ▶ zweite Fußtaste/
second foot pedal
- ▶ Handtaste zur Höhenverstellung/
hand key for adjusting the height
- ▶ Fußteil als Rückenlehne (Kosmetikliege)/
foot part can be used as support for the back
(cosmetic table)
- ▶ integrierte Heizmatte (ca. 70 x 45 cm)/
integrated heating mat (approx. 70 x 45 cm)
- ▶ seitlich ansteckbare Armablagen/
arm rests to add on both sides
- ▶ Papierrollen-Halter/
paper roll holder
- ▶ Sondermaße auf Anfrage/
special dimensions upon request

LADY MARY

ELEGANZ, HÖCHSTER LIEGEKOMFORT UND
STABILITÄT VEREINT IN EINER MASSAGELIEGE //

ELEGANCE, HIGHEST LYING COMFORT AND
STABILITY COMBINED IN ONE MASSAGE TABLE





PREMIUMLIEGE LADY MARY

Diese stationäre Massageliege ist ein Blickfang in jeder Praxis, jedem Massagestudio und in jedem Wellnesshotel. Ob in Esche natur oder Esche gebeizt – genießen Sie mit Lady Mary höchsten Komfort. Durch die außergewöhnliche Formgebung bietet die Liege in jeder Höhe den optimalen Arbeitsplatz für den Masseur und durch das flexible Kopfteil und die ergonomisch geformte Auflage gleichzeitig das ideale Liegegefühl für den Kunden.

This massage table positioned firm catches your sight in any treatment room, massage room and in any beauty farm. Enjoy highest comfort with Lady Mary – made of ash wood naturally or dark stained. The massage table offers the ideal working place for the masseur at any height because of its extraordinary design and at the same time the ideal lying comfort for the client because of the flexible head part and the ergonomically designed layer.

▲ Die Massageliege wird in Esche natur oder Esche gebeizt gefertigt.
The massage table is made of ash wood naturally or dark stained.

Die zahlreichen Variationsmöglichkeiten des Kopfteils sorgen für ein ideales Liegegefühl bei unterschiedlichsten Behandlungsarten.
The many variations of the head part offer an ideal lying comfort during the various types of treatment.



Ein Werkzeug aus einem Guss: ▶ Jede Detailansicht zeigt den Schwung des Ganzen.
A tool made of one casting: each view shows the swing of the whole part.

Funktional und bequem - ▶ Verstellbarkeit der Armablagen.
Functional and comfortable - adjustable armrests.



TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	206 cm
	BREITE / WIDTH	70 – 85 cm
	HÖHE / HEIGHT	ca. 66 – 87 cm / approx. 66 – 87 cm
	KOPFTEIL / HEAD PART	3-teilig mit Gesichtsöffnung, positiv und negativ verstellbar, ergonomische Armteile absenkbar / 3 parts with hole for the face, adjustable positively and negatively, ergonomic arm parts which can be moved down
	GEWICHT / WEIGHT	ca. 75 kg / approx. 75 kg
	AUFLAGE / LAYER	7 cm
	MOTOR / MOTOR	Anschluss 230 V, 50 – 60 Hz / connection 230 V, 50 – 60 Hz
	GARANTIE / GUARANTEE	3 Jahre / 3 years

CE-gekennzeichnet nach dem Medizinproduktegesetz (EN 60601) markengeschützt

CE-marked according to the medical products law (EN 60601) trade-mark protected

OPTIONS

OPTIONEN

- ▶ Kopfteil 1-teilig/
one-piece head part
- ▶ geteilte Liegefläche (Fußteil als Rückenlehne)
Divided lying surface (foot part as backrest)
- ▶ vergrößerte Gesichtsöffnung
mit Einlagepolster und Abdeckung/
enlarged face opening, with insert cushion
- ▶ verschiedene Auflagestärken/
different thicknesses of the layer
- ▶ zweite Fußtaste/
second foot pedal
- ▶ Handtaste zur Höhenverstellung/
hand key for adjusting the height
- ▶ Fußteil als Rückenlehne (Kosmetikliege)/
*foot part can be used as support for the back
(cosmetic table)*
- ▶ integrierte Heizmatte (ca. 70 x 45 cm)/
integrated heating mat (approx. 70 x 45 cm)
- ▶ seitlich ansteckbare Armablagen/
arm rests to add on both sides
- ▶ Papierrollen-Halter/
paper roll holder
- ▶ Sondermaße auf Anfrage/
special dimensions upon request

- ▶ IN ZUSAMMENARBEIT MIT
NAMHAFTEN MASSEUREN UND
THERAPEUTEN ENTWICKELT. //
- DEVELOPED IN COOPERATION WITH
MASSEURS AND THERAPISTS.**

SIR HENRY

NEBEN DEN TECHNISCHEN DETAILS BESTICHT
DIESE MASSAGELIEGE DURCH IHRE WUNDER-
SCHÖNE FORMGEBUNG //

BESIDE ITS TECHNICAL DETAILS, THIS MASSAGE
TABLE DISTINGUISHES BY ITS BEAUTIFUL DESIGN





Die Massageliege wird
in Esche natur oder
Esche gebeizt gefertigt.
*The massage table is
made of ash wood naturally
or dark stained.*

Robuste, stufenlos absenk-
bare Arm-
ablagen, mit einem Griff verstellbar
*Robust infinitely lowerable
armrest, adjustable with one hand*

Gasfeder zur einfachen, stufenlosen
Einstellung der gewünschten Position
*Gas spring for easy, stepless
adjustment of the desired position*

Liebevoll und exakt verarbeitete Details
Lovingly and accurately processed details



Durch das optionale Fußteil als
Rückenlehne wird der Kunde
bequem in Sitzposition gebracht.
*The client can be moved comfortably
to a sitting position by means of
the optional foot part which
is used as back rest.*

Fußteil standardmäßig
anhebbar (ca. 20 cm)
*Foot part adjustable
(approx. 20 cm)*



PREMIUMLIEGE SIR HENRY

Unser Profi-Modell ist in Zusammenarbeit mit Masseuren und
Therapeuten in traditioneller Tischlerhandwerkstechnik entstanden
und garantiert damit höchste Lebensdauer auch bei stärkster
Beanspruchung. Die Massageliege ist aus heimischem Eschenholz
aus der Region hergestellt.

Holz als Werkmaterial bietet viele Vorteile, so nimmt es beispielsweise
keinerlei Strahlungen auf. Beste Ledermaterialien und eine
7 Zentimeter hohe Auflage gewährleisten optimalen Komfort.

*Our top model is produced in traditional technics of joiner's handicraft
in cooperation with masseurs and therapists and guarantees long life
even at strongest demands. The massage table is made of Bohemian
forest ash tree wood of our region.*

*Wood as base material offers many advantages: It does not absorb any rays
and creates a feeling of comfort for the customer due to its exceptional look.
Best leather materials and a 7 cm thick layer guarantee an optimal comfort.*

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	200 cm
	BREITE / WIDTH	70 - 85 cm
	HÖHE / HEIGHT	stufenlos von 63 - 95 cm / infinitely variable from 63 - 95 cm
	KOPFTEIL / HEAD PART	3-teilig mit Gesichtsöffnung, positiv und negativ verstellbar, ergonomische Armteile absenkbar / 3 parts with hole for the face, adjustable positively and negatively, ergonomic arm parts which can be moved down
	FUSSTEIL / FOOT PART	positiv verstellbar / adjustable positively
	GEWICHT / WEIGHT	ca. 80 kg / approx. 80 kg
	AUFLAGE / LAYER	7 cm
	MOTOR / MOTOR	Anschluss 230 V, 50 - 60 Hz / connection 230 V, 50 - 60 Hz
	GARANTIE / GUARANTEE	3 Jahre / 3 years

CE-gekennzeichnet nach dem Medizinproduktegesetz
(EN 60601) mustergeschützt

*CE-marked according to the medical products law
(EN 60601) trade-mark protected*

OPTIONS

OPTIONEN

- › Kopfteil 1-teilig/
one-piece head part
- › geteilte Liegefläche (Fußteil als Rückenlehne)
Divided lying surface (foot part as backrest)
- › vergrößerte Gesichtsoffnung
mit Einlagepolster und Abdeckung/
enlarged face opening, with insert cushion
- › verschiedene Auflagestärken/
different thicknesses of the layer
- › zweite Fußtaste/
second foot pedal
- › Handtaste zur Höhenverstellung/
hand key for adjusting the height
- › integrierte Heizmatte (ca. 70 x 45 cm)/
integrated heating mat (approx. 70 x 45 cm)
- › seitlich ansteckbare Armablagen/
arm rests to add on both sides
- › Papierrollen-Halter/
paper roll holder
- › Sondermaße auf Anfrage/
special dimensions upon request

GOLDEN FALKE

DIE WELLNESS-LIEGE FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE //
THE WELLNESS TABLE FOR
HIGHEST REQUIREMENTS





Die Massageliege wird in Buche natur oder Buche gebeizt gefertigt.
The massage table is made of beech wood naturally or dark stained.

PREMIUMLIEGE GOLDEN FALKE

Golden Falke unterscheidet sich von anderen Massageliegen vor allem durch die markante Teleskop-Hubsäule. Die Standardausführung ist aus Buche gefertigt, die Oberfläche natur oder gebeizt. Die elegante wie funktionelle Liege ist auf Anfrage auch in anderen Holzarten, wie Eiche, Nuss, Zirbe oder Esche lieferbar.



Eiche // Oak

GOLDEN FALKE particularly distinguishes itself from other massage couches through its distinctive telescopic lifting column. The standard model is made of beech and the surface is naturally or stained. If requested, the elegant as well as functional table is available in other types of wood.



Nuss // Walnut

Auf Wunsch werden die stationären Liegen mit 1-teiligem Kopfteil angefertigt.
The stationary tables are produced with a one-piece head part as per demand.

Vergrößerte Gesichtsoffnung mit Einlagepolster für bequemeren Liegekomfort
enlarged face opening with insert cushion for more comfortable lying comfort



Jedes Detail von GOLDEN FALKE ist liebevoll und exakt verarbeitet.
Each detail of GOLDEN FALKE is manufactured in caring and exact manner.

Stufenlose Höhenverstellbarkeit: Eine praktische Fußtaste sorgt für optimalen und sicheren Bedienungskomfort.
Infinitely variable adjustability in height – a practical foot pedal is responsible for an optimal and safe handling comfort.



TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	200 cm
	BREITE / WIDTH	65 - 85 cm
	HÖHE / HEIGHT	stufenlos von 60 - 100 cm / infinitely variable from 60 - 100 cm
	HUBKRAFT / LIFTING CAPACITY	250 kg
	KOPFTEIL / HEAD PART	3-teilig mit Gesichtsoffnung, positiv und negativ verstellbar, ergonomische Armteile absenkbar / 3 parts with hole for the face, adjustable positively and negatively, ergonomic arm parts which can be moved down
	GEWICHT / WEIGHT	ca. 95 kg / approx. 95 kg
	AUFLAGE / LAYER	7 cm
	MOTOR / MOTOR	Anschluss 230 V, 50 - 60 Hz / connection 230 V, 50 - 60 Hz
	GARANTIE / GUARANTEE	3 Jahre / 3 years

Die Massageliege wird in Esche natur ▶
oder Esche gebeizt gefertigt.
*The massage table is made of
ash wood naturally or dark stained.*

OPTIONS
OPTIONEN

- ▶ Kopfteil 1-teilig/
one-piece head part
- ▶ geteilte Liegefläche (Fußteil als
Rückenlehne)
Divided lying surface (foot part as backrest)
- ▶ Abdeckung für Gesichtsoffnung/
cover for the hole
- ▶ vergrößerte Gesichtsoffnung
mit Einlagepolster und Abdeckung/
enlarged face opening, with insert cushion
- ▶ verschiedene Auflagestärken/
different thicknesses of the layer
- ▶ Papierrollen-Halter/
paper roll holder
- ▶ zweite Fußtaste/
second foot pedal
- ▶ Handtaste zur Höhenverstellung/
hand key for adjusting the height
- ▶ seitlich ansteckbare Armablagen/
arm rests to add on both sides
- ▶ Fußteil als Rückenlehne (ca. 70°)/
*Foot part can be used as a support
for the back*
- ▶ Sondermaße auf Anfrage/
special dimensions upon request

Die 2-teiligen Einlageplatten sind ▶
mit einem Handgriff herauszuneh-
men, zur Verbreiterung der Auflage-
fläche kann das schmalere Teil in
der Öffnung bleiben
*The 2-piece insert plates can be
removed easily, the narrower part can
remain in the opening to widen the
support surface*

Die Öffnung bietet Schwangeren eine kom-
fortable Behandlung, welche mit Hilfe von
Einlagepolstern in der Größe angepasst
werden kann
*The opening offers pregnant women a com-
fortable treatment, which can be adjusted in
size with the help of insert pads*



ADRINA

DIE ELEGANTE BEHANDLUNGS-LIEGE
FÜR SCHWANGERE //
THE ELEGANT TREATMENT BED
FOR PREGNANT WOMEN.

Herkömmliche Liegen werden von Schwangeren oft als unbequem emp-
funden. Deshalb haben wir die Liege ADRINA entwickelt. Der Ausschnitt
in der Liegefläche ermöglicht auch in Bauchlage ein angenehmes,
entspanntes Körpergefühl. Durch die außergewöhnliche Formgebung
bietet die Massageliege für Schwangere in jeder Höhe den optimalen
Arbeitsplatz für den Masseur und durch das flexible Kopfteil und die
ergonomisch geformte Auflage gleichzeitig das ideale Liegegefühl für
den Kunden.

*The massage table with belly cutout allows a pleasant, relaxed body feeling
even in the prone position. Due to the extraordinary shape, the massage ta-
ble for pregnant women offers the optimal workplace for the masseur at any
height and at the same time the ideal lying comfort for the customer due to
the flexible head part and the ergonomically shaped support.*

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	206 cm
	BREITE / WIDTH	70 - 85 cm
	HÖHE / HEIGHT	stufenlos von 66 - 87 cm / infinitely variable from 66 - 87 cm
	KOPFTEIL / HEAD PART	3-teilig mit Gesichtsoffnung, positiv und negativ verstellbar, ergonomische Armteile absenkbar / 3 parts with hole for the face, adjustable positively and negatively, ergonomic arm parts which can be moved down
	GEWICHT / WEIGHT	ca. 75 kg / approx. 75 kg
	TRAGKRAFT / LOAD CAPACITY	mind. 150 kg / approx. 150 kg
	AUFLAGE / LAYER	7 cm
	MOTOR / MOTOR	Anschluss 230 V, 50 - 60 Hz / connection 230 V, 50 - 60 Hz
	GARANTIE / GUARANTEE	3 Jahre / 3 years

CE-gekennzeichnet nach dem Medizinproduktegesetz
(EN 60601) mustergeschützt
*CE-marked according to the medical products law
(EN 60601) trade-mark protected*

Die Massageliege wird in Buche natur ▶
oder Buche gebeizt gefertigt.
*The massage table is made of
beech wood naturally or dark stained.*

OPTIONS OPTIONEN

- ▶ Liegefläche durchgehend/
through lying area
- ▶ geteilte Liegefläche (Fußteil als
Rückenlehne)
Divided lying surface (foot part as backrest)
- ▶ Verschiedene Auflagestärken/
different thicknesses of the layer
- ▶ Seitlich ansteckbare Armablagen/
arm rests to add on both sides
- ▶ zusätzlich ansteckbares Kopfteil/
additional head part to add
- ▶ Papierrollen-Halter/
paper roll holder
- ▶ integrierte Heizmatte (ca. 70 x 45 cm)/
integrated heating mat (approx. 70 x 45 cm)
- ▶ Sondermaße auf Anfrage/
special dimensions upon request
- ▶ Zusätzliche Laden/
additional drawers

Das Kopfteil mit Gesichtsöffnung ist mit ▶
Hilfe einer Gasfeder und einer Handtaste
ganz einfach bis 30 Grad positiv verstellbar.
*The head part with hole for the face can
simply be adjusted positively up to 30 degrees
by means of a gas spring and a hand key.*

Auf Wunsch fertigen wir das Kopfteil mit
verstellbaren Armablagen – positiv und
negativ verstellbar (wie Modell LADY Mary)
*On request, we manufacture the headboard
with adjustable armrests - positively and
negatively adjustable (like LADY Mary)*

Das geräumige Ablagefach bietet ▶
ausreichend Stauraum, ohne die
Beinfreiheit zu beeinträchtigen.
*The spacious storage shelf offers
sufficient room for stowing
things away without
interfering with the legs.*

OPTIONAL: ▶
Laden zum praktischen
Verstauen von Werkzeugen
Drawers for storing of your tools



PREMIUMLIEGE HELENA

STABIL, PRAKTISCH UND ELEGANT //
STABLE, PRACTICAL AND ELEGANT

Aus heimischer Buche gefertigt, wird
diese schlichte Massageliege in natur
oder dunkel gebeizt und geölt geliefert.
Auf Wunsch kann die Liege auch in
anderen Holzarten hergestellt werden.

*Made of beech wood of our region this
massage table can be supplied naturally
or dark stained. It is also possible to
manufacture the table out of other wood
types.*

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	190 oder 200 cm / 190 or 200 cm
	BREITE / WIDTH	70 - 100 cm (Aufpreis ab 85 cm) / 70 - 100 cm (Extra charge from 85 cm)
	HÖHE / HEIGHT	40 - 90 cm (fix) / 40 - 90 cm (fixed)
	KOPFTEIL / HEAD PART	1-teilig mit Gesichtsöffnung, positiv verstellbar / with hole for the face, adjustable positively
	GEWICHT / WEIGHT	ca. 50 kg / approx. 50 kg
	AUFLAGE / LAYER	7 cm
	BESONDERHEIT / SPECIAL FEATURE	eingearbeitete Ablageplatte / integrated storing plate
	GARANTIE / GUARANTEE	3 Jahre / 3 years

KLAPPLIEGE COMFORT



◀ Der ölresistente Bezug macht diese Klappliege so besonders.
The oil resistant cover makes this table to fold so special.




TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	182 cm (ohne Kopfteil) / 182 cm (without head part)
	BREITE / WIDTH	75 cm
	HÖHE / HEIGHT	ca. 60 – 86 cm, verstellbar / approx. 60 – 86 cm, adjustable
	KOFFERMASS / FOLDED	91 / 75 / 22 cm
	GEWICHT / WEIGHT	16 kg
	TRAGKRAFT / LOAD CAPACITY	250 kg
	AUFLAGE / LAYER	7 cm
	GARANTIE / GUARANTEE	2 Jahre / 2 years

Mit dieser Massageliege holen Sie sich einen wahren Meister der Flexibilität ins Haus. Geliefert mit einem ölresistenten Bezug, einer stufenlos verstellbaren Kopfstütze – positiv und negativ – und einer Tragetasche ist Ihr Massage-Set komplett. Die besonders dick gepolsterte Liegefläche und die hochwertige Verarbeitung der Buche machen die Liege zu einem Klassiker für unsere Kunden. Produziert wird COMFORT von unserem kompetenten Partner.

With this massage table you get a real champion of flexibility. An oil resistant cover, an infinitely variable head support to adjust – positively and negatively – and a transport bag make your massage set complete. An especially thick upholstery of the lying area and the high-quality processing of beech wood create the classical table for our customers. COMFORT is produced by our qualified partner.

COLOURS FARBEN



KLAPPLIEGE HELGA

► KLAPPLIEGE AUS EIGENPRODUKTION. VERARBEITET WIRD HEIMISCHES LINDENHOLZ VON SÄGEWERKEN AUS DER REGION.
TABLES TO FOLD PRODUCED IN OUR COMPANY. NATIVE LIME WOOD FROM SAW MILLS OF THE REGION IS PROCESSED.

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

	LÄNGE / LENGTH	200 cm
	BREITE / WIDTH	70, 75 oder/or 80 cm
	HÖHE / HEIGHT	70, 75 oder/or 80 cm
	KOFFERMASS / FOLDED	100 x 70 x 15 cm
	GEWICHT / WEIGHT	ca. 18 kg (bei 70 cm Breite) / approx. 18 kg (at a width of 70 cm)
	TRAGKRAFT / LOAD CAPACITY	120 kg
	AUFLAGE / LAYER	5 cm
	GARANTIE / GUARANTEE	2 Jahre / 2 years



▲ Diese Klappliege ist ein professionelles und kostengünstiges Werkzeug, in dem höchste Zuverlässigkeit, Mobilität und das Know-how von über 30 Jahren Qualitätstischlereihandwerk stecken. Der leichte, zugleich extrem robuste Rahmen aus Massivholz verfügt über einen intelligenten Klappmechanismus, der optimale Stabilität und Schwingungsfreiheit garantiert.


This portable massage table is a professional and favourable tool, containing highest reliability, mobility and the know how of 30 years quality joiner's trade. The light weight, but sturdy frame of massive wood disposes of an intelligent folding mechanism which guarantees best stability and vibration freeness.



◀ Die Klappliege ist mit wenigen Handgriffen auf Koffergröße zusammengeklappt und lässt sich mit Tragegriffen leicht transportieren oder verstauen.
The table can be folded to the size of a suitcase in no time and can be transported or stowed away by holding it on the handles.

COLOURS FARBEN

STANDARDFARBE BEIGE
STANDARD COLOUR BEIGE
SONDERFARBEN (AUFPREIS)
SPECIAL COLOURS (EXTRA CHARGE)



OPTIONS OPTIONEN

- Abdeckung für Gesichtsoffnung/
cover for the hole
- Liegefläche ohne Gesichtsoffnung/
lying space without hole
- Weitere Farben auf Anfrage/
other colours on request

Spannleintuch aus Feinjersey –
oder als ölresistentes Material
erhältlich – passend für Ihre
Massageliege
*Stretch sheet made of fine jersey -
also available as an oil-resistant
material - suitable for your
massage table*

Gelkissen ▼
Gelpad



◀ Papierrollenhalter
Paper roll holder



◀ Frottee-Auflage für Kopfteil
*Terry cloth layer for the
head part*

▼ Abdeckung für
Gesichtsöffnung
Cover for the hole

▲ Vlies-Auflage
Fleece pad

▲ Auflagen für Armablagen
Cover for armrests



► Fußrolle rund, 60 cm lang, Durchmesser 14 cm
Foot roll round, 60 cm long, diameter 14 cm



◀ Abdeckung für
Gesichtsöffnung
Cover for the hole



► Fußrolle halbrund, 60 cm lang, 12 cm hoch
Nackenrolle halbrund, 50 cm lang, 7 cm hoch
Foot roll half-circled, 60 cm long, 12 cm high
Foot roll half-circled, 50 cm long, 7 cm high



▲ Kissen, 40 x 30 cm
Cushion, 40 x 30 cm



SONDERMASSE AUF ANFRAGE
SPECIAL DIMENSIONS UPON REQUEST

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ROLLHOCKER / ROLL CHAIRS

BINGO, BETA & STELLA

Unsere Rollhocker zeichnen sich durch optimalen Sitzkomfort aus. Die Rollen sind für Holz-, Fliesen- und Teppichböden bestens geeignet. Mit einer Größe von ca. 50 - 63 cm lassen sie sich platzsparend unter jeder Massageliege verstauen. Die Sitzfläche ist standardmäßig mit beige Leder tapeziert. Auf Wunsch kann dies der Bezugsfarbe der Liege angepasst werden.

Our roll chairs stand out for their optimal sitting comfort. The rolls are best for wooden, tiled as well as for carpeted floors. Having a size of 50 - 63 cm, they can be put space-saving under any massage table. The seat is covered with beige leather as standard but it can also be adapted to the upholstery colour of the table as per demand.

**DIE ROLLHOCKER SIND
HÖHENVERSTELLBAR UND
KÖNNEN JEDER KÖRPERGRÖSSE
ANGEPASST WERDEN. //**
**THE ROLL CHAIRS ARE ADJUSTABLE
IN HEIGHT AND CAN BE FITTED
TO ANY BODY-HEIGHT.**



▲ Rollhocker STELLA mit Lehne,
Untergestell aus Metall
*Roll chair STELLA with backrest,
underframe made of metal*



▲ Rollhocker BINGO mit
Untergestell aus Metall
*Roll chair BINGO with under-
frame made of metal*



▲ Rollhocker BETA mit
Untergestell aus Kunststoff
*Roll chair BETA with under-
frame made of plastic*

BEZÜGE FÜR PREMIUMLIEGEN //
UPHOLSTERY COLOURS FOR PREMIUM TABLES

FARBEN

BEZÜGE

FARBEN

Wählen Sie eine Farbe – wir senden Ihnen gerne Bezugsmuster zu. Bitte beachten Sie, dass die hier abgebildeten Farben von der Originalfarbe abweichen können.

COVER

COLOURS

Please choose a colour, we are pleased to send you samples of it. Please note that the colours shown can slightly differ from the original colour.

grün 20296 // green 20296

beige 20279 // beige 20279

► WEITERE FARBEN AUF
UNSERER HOMEPAGE
ERSICHTLICH. // SOWIE
AUF ANFRAGE
**ADDITIONAL COLOURS ON
OUR WEBSITE, AS WELL AS
ON REQUEST.**

www.massagetisch.at

gelb 20281 // yellow 20281

dunkelbraun 20129 // dark brown 20129

EIN AUSZUG AUS UNSERER FARBPALETTE
SOME COLOURS THAT WE OFFER

grau 7432 // grey 7432

cognak 20278 // cognac 20278

weinrot 7479 // burgundy 7479

braun 20285 // brown 20285



ROHSTOFF HOLZ - VERTRAUEN IN DIE KRAFT DER NATUR

RAW MATERIAL WOOD - TRUST IN THE POWER OF NATURE



◀ LADY MARY

Eleganz, höchster Liegekomfort und Stabilität vereint in einer Massageliege.
Elegance, highest lying comfort and stability combined in one massage table.



◀ GOLDEN FALKE

Die Wellness-Liege für höchste Ansprüche.
The wellness table for highest requirements.



◀ SIR HENRY

Neben den technischen Details besticht diese Massageliege durch ihre wunderschöne Formgebung.
Beside its technical details, this massage table distinguishes by its beautiful design.



◀ HELENA

Stabil, praktisch und elegant.
Stable, practical and elegant



EINE PROFI
MASSAGELIEGE
VON FALKNER ERFÜLLT
JEDES INDIVIDUELLE
BEDÜRFNIS
IN GANZHEITLICHER
PROFESSIONELLER
WEISE.



FALKNER

IHR SPEZIALIST FÜR MASSAGELIEGEN



www.massagetisch.at

FALKNER MASSAGETISCHE
Marktstraße 4
A-4153 Peilstein
AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 72 87 / 7243

E-Mail: office@massagetisch.at