

VIO® 200 S

Das Elektrochirurgiegerät für die ambulante Fachdisziplin - mit automatischer Leistungsdosierung.



- Automatische Leistungsdosierung bei allen Regelungstechniken
- Leistung präzise auf die Indikation abgestimmt
- Variabel konfigurierbar durch Buchsen-Module
- Einfachste Bedienung durch FocusView
- NESSY: Display-unterstütztes Neutralelektroden-Sicherheitssystem hilft interaktiv beim Anlegen der Neutralelektrode
- Bis zu zehn Programme speicherbar
- Anschluss von zwei Fußschaltern möglich
- VIO 200 S kann aktualisiert werden (Updates sind möglich)

Technische Daten**Ausgangsleistung**

Maximale Cut-Leistung	200 Watt an 500 Ohm
Maximale Coag-Leistung	bis zu 120 Watt
Sicherheitssystem	NESSY
Frequenz	350 kHz

Netzanschluss

Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby-Mode	40 Watt
Leistungsaufnahme bei max.	500 Watt / 920 VA
HF-Leistung	
Netzspannung	100-120 / 220-240 V
Potentialausgleichsanschluss	ja

Abmessungen und Gewicht

Breite x Höhe x Tiefe	410 X 165 X 380 mm
Gewicht	8,8 kg

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	I
Typ nach EN 60 601-1	CF
Kategorie nach UMDNS	