

seca 786

Mechanische Säulenwaagen mit großer Kreisskala

neu



- Mit hüfthoher Säule für bequemes Ablesen.
- Mit großzügig dimensionierter, schwarzer Trittläche.
- Einsatzbereit ohne Stromanschluss- oder Batterien.
- Integrierte Transportrollen.

seca 786:

Klassische Höhepunkte der Wiegetechnik.

Diese neue Kreiszeigerwaage von seca hat seit Jahrzehnten bewährte Eigenschaften, die sie auch heute noch sehr modern machen : Die seca 786 ist immer einsatzbereit, weil sie weder Stromanschluss noch Batterien benötigt. Sie ist robust und erfasst das Gewicht schnell, bequem und sehr präzise, hergestellt in der bekannten seca Qualität, wie man es vom Weltmarktführer für medizinisches Wiegen und Messen erwartet.

Exakte Messergebnisse, einzigartig gestaltet.

Mit ihrer hüfthohen Säule setzt diese Waage an jedem Einsatzort einen ganz besonderen Akzent: Auf einer eleganten, großen Kreisskala mit präzisiertem, roten Nadelzeiger und einer 500 g Teilung lässt sich das Gewicht ganz einfach und exakt ablesen. So kann sich jeder Patient auch ohne Betreuung problemlos selber wiegen.

So hoch, so praktisch.

Ihren maximalen Ablesekomfort verbindet die seca 786 zudem mit platzsparenden Abmessungen. Denn die erhöhte Kreisanzeige schafft Platz für eine großzügig dimensionierte Trittpläche. Und der schwarze Gummibelag ist nicht nur robust, sondern lässt sich auch besonders leicht reinigen.



Der separat erhältliche Längenmessstab seca 224 ermöglicht gleichzeitiges Wiegen und Messen.

Die schwarze Gummimatte auf der Trittpläche ist sehr robust und lässt sich leicht reinigen.

**seca 786**

Technische Daten

- Tragkraft: 150 kg
- Teilung: 500 g
- Maße (BxHxT): 295 x 910 x 500 mm
- Eigengewicht: 6,9 kg
- Optional: Messstab seca 224
- Transportrollen