













 **POLYDIOXANON**  
*POLYDIOXANONE*



violett / monofil / resorbierbar  
*violet / monofilament / absorbable*

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 28 - 42 Tagen  
0 % Reißkraft nach 180 - 210 Tagen

*Absorption profile:* 50 % *tensile strength after 28 - 42 days*  
0 % *tensile strength after 180 - 210 days*

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
DR-9		7/0	0,5	1 x 0,70	24	9005320A
DR-9 + DR-9		7/0 6/0	0,5 0,7	1 x 0,70 1 x 0,70	36 36	9P05320A 9P07320A
DR-12		6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9007321A 9010321A
DR-15		5/0	1	1 x 0,70	24	90103203
DR-17	 Schlingennaht · Loop suture	3/0 3/0	2 2	1 x 0,30 1 x 0,40	12 12	9I20052A 9I20112A
DRT-12 + DRT-12		5/0	1	1 x 0,90	36	9P10440B
DS-15		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	90103213 90153213
DS-18		4/0 4/0 3/0 2/0	1,5 1,5 2 3	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,45	24 24 24 24	90151314 90153214 90201314 90301314
DS-25		4/0 3/0 2/0 0	1,5 2 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24 24	90153215 90203215 90303215 90353215
DSS-8		6/0	0,7	1 x 0,45	24	9007131Z
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,45	24	9007131S
DSS-13		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,45 1 x 0,45	24 24	9010131L 9015131L
DSS-15		5/0	1	1 x 0,45	24	9010131T
DSS-18		4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	1 x 0,45 1 x 0,45 1 x 0,45	24 24 24	9015131M 9020131M 9030131M

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
DSS-24		2/0	3	1 x 0,45	24	9030131N
FRX-27 +FRX-27		3/0	2	1 x 0,70	12	9P203226
GR-20 +GR-20		4/0 4/0	1,5 1,5	1 x 0,35 1 x 0,70	36 36	9P150629 9P153229
GR-20		2/0	3	1 x 1,10	12	9Z305329
	Endo-Naht · Endo suture					
GR-65 +GR-65		0	3,5	1 x 0,70	12	9P353230
GS-12		4/0	1,5	1 x 0,45	24	90151333
GS-25		0 1	3,5 4	1 x 1,10 1 x 1,10	12 12	9Z355334 9Z405334
	Endo-Naht · Endo suture					
GS-35		0	3,5	1 x 1,10	12	9Z3553A8
	Endo-Naht · Endo suture					
HR-12		6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,45 1 x 0,70	24 24	90071338 90103238
HR-17		5/0 4/0 3/0	1 1,5 2	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	90103276 90153276 90203276
HR-17 +HR-17		4/0	1,5	1 x 0,70	36	9P15321C
HR-22		4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	9015322C 9020322C 9030322C
HR-22 + HR-22		4/0 3/0	1,5 2	1 x 0,70 1 x 0,70	36 12	9P15322C 9P20322C

SERASYNTH®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS








Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
HR-26	4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153241
	3/0	2	1 x 0,70	24	90203241
	3/0	2	1 x 0,90	24	90204441
	2/0	3	1 x 0,70	24	90303241
	0	3,5	1 x 0,70	24	90353241
	0	3,5	1 x 0,90	24	90354441
HR-26 + HR-26	4/0	1,5	1 x 0,90	36	9P15443C
HR-30	3/0	2	1 x 0,70	24	90203242
	2/0	3	1 x 0,70	24	90303242
HR-36	2/0	3	1 x 0,70	24	90303243
HRT-17	5/0	1	1 x 0,45	24	90101356
	4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153256
	3/0	2	1 x 0,70	24	90203256
HRT-26	2/0	3	1 x 0,70	24	90303257
HRT-35	2	5	1 x 0,90	24	90504458
HRT-48	1	4	1 x 1,50	12	9I40512D

Schlingennaht · Loop suture

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
HRX-17		2/0	3	1 x 0,70	24	9030326M
		0	3,5	1 x 0,70	24	9035326M
HRX-22		3/0	2	1 x 0,70	24	90203246
		2/0	3	1 x 0,70	24	90303246
		0	3,5	1 x 0,70	24	90353246
HRX-27		2/0	3	1 x 0,70	24	90303247
		0	3,5	1 x 0,70	24	90353247
		1	4	1 x 0,70	24	90403247
HRX-36		0	3,5	1 x 0,70	24	90353248
		1	4	1 x 0,70	24	90403248
		1	4	1 x 0,90	24	90404448
HRX-36		1	4	1 x 1,50	12	91405148
Schlingennaht · Loop suture						
HRX-40		1	4	1 x 0,90	24	90404449
		1	4	1 x 1,50	24	90405149
HRX-40		0	3,5	1 x 1,50	12	91355149
		1	4	1 x 1,50	12	91405149
		Schlingennaht · Loop suture				
HRX-48		0	3,5	1 x 0,90	24	90354450
		1	4	1 x 0,90	24	90404450
		2	5	1 x 0,90	24	90504450


SERASYNTH®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
HRX-48  Schlingennaht · Loop suture	1	4	1 x 1,80	12	91409G50
HS-12 	5/0	1	1 x 0,45	24	9010133H
	4/0	1,5	1 x 0,45	24	9015133H
HS-18 	5/0	1	1 x 0,45	24	9010131K
	4/0	1,5	1 x 0,45	24	9015131K
HS-20 	3/0	2	1 x 0,45	24	90201362
HS-25 	2/0	3	1 x 0,70	24	90303263
	0	3,5	1 x 0,70	24	90353263
HS-36 	1	4	1 x 0,90	24	90404465
HSM-8 	4/0	1,5	1 x 0,45	24	90151370

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!

**PEXIE** Endo Naht mit vorbereitetem ersten Knoten  
**PEXIE** Endo suture with first knot prepared

HRX-22 	3/0	2	1 x 0,20	12	93200346
---	-----	---	----------	----	----------

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!

**SERAG-BINDER** Ligaturschlinge mit Fadenführungsrohr  
**SERAG-BINDER** with suture guiding tube


Stärke USP  
Size USP

Stärke metric  
Size metric

Fadenlänge/Meter  
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück  
Units per box

Bestell-Nummer violett  
Code number violet





2/0	3	1 x 0,50	12	9Z301700
0	3,5	1 x 0,50	12	9Z351700
1	4	1 x 0,50	12	9Z401700

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
 Further combinations on request!





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)