




## **Vasco® OP eco | Technisches Datenblatt**

Steriler Operationshandschuh (Latex)

Größe/Artikelnummer	5.5	Art 6081308						
	6	Art 6081316						
	6.5	Art 6081324						
	7	Art 6081332						
	7.5	Art 6081340						
	8	Art 6081359						
	8.5	Art 6081367						
	9	Art 6081375						
Logistische Informationen:								
Peel -Beutel	Paarweise als R	Rechts / Links Paar im Papierumschlag und einem sterilen Peel-Beutel						
Verpackungsabmessungen	Peel-Beutel	285 x 150 mm						
	Spenderbox	270 x 150 x 205 mm (L x W x H)						
Verpackungsstufen	Paar/Box	40						
	Boxen/Karton	10 (400 pairs)						
Aufbewahrung	Haltbarkeit	3 years						
	1	Bei Zimmertemperatur lagern, vor Staub, Feuchtigkeit und Sonnenlicht						
	Lagerung	Bot Emmortemper	<u> </u>	Gamma-Strahlung				
Sterilisation			<u> </u>					
			3					
Handschuh-Abmessungen:			7.5	95 ± 5 mm				
Handschuh-Abmessungen:	Gamma-Strahlı	ung		95 ± 5 mm 102 ± 6 mm				
Handschuh-Abmessungen:	Gamma-Strahlu 5.5	ung 72 ± 4 mm	7.5					
Handschuh-Abmessungen:	Gamma-Strahlu 5.5 6	72 ± 4 mm 77 ± 5 mm	7.5	102 ± 6 mm				
Sterilisation  Handschuh-Abmessungen:  Handbreite (Median)  Länge (Median)	5.5 6 6.5	72 ± 4 mm 77 ± 5 mm 83 ± 5 mm	7.5 8 8.5	102 ± 6 mm 108 ± 6 mm				
<b>Handschuh-Abmessungen:</b> Handbreite (Median)	5.5 6 6.5 7	72 ± 4 mm 77 ± 5 mm 83 ± 5 mm 89 ± 5 mm	7.5 8 8.5	102 ± 6 mm 108 ± 6 mm				
<b>Handschuh-Abmessungen:</b> Handbreite (Median)	5.5 6 6.5 7 5.5 – 6.5	$72 \pm 4 \text{ mm}$ $77 \pm 5 \text{ mm}$ $83 \pm 5 \text{ mm}$ $89 \pm 5 \text{ mm}$ ≥ 260 mm	7.5 8 8.5	102 ± 6 mm 108 ± 6 mm				
Handschuh-Abmessungen: Handbreite (Median)	5.5 6 6.5 7 5.5 – 6.5 7 – 8	$72 \pm 4 \text{ mm}$ $77 \pm 5 \text{ mm}$ $83 \pm 5 \text{ mm}$ $89 \pm 5 \text{ mm}$ ≥ 260 mm ≥ 270 mm	7.5 8 8.5 9	102 ± 6 mm 108 ± 6 mm				
Handschuh-Abmessungen: Handbreite (Median)  Länge (Median)	5.5 6 6.5 7 5.5 – 6.5 7 – 8 8.5 - 9	$72 \pm 4 \text{ mm}$ $77 \pm 5 \text{ mm}$ $83 \pm 5 \text{ mm}$ $89 \pm 5 \text{ mm}$ ≥ 260 mm ≥ 270 mm ≥ 280 mm	7.5 8 8.5 9	102 ± 6 mm 108 ± 6 mm				









Vasco® OP eco				
Handschuhdesign:				
Farbe	Naturweiß			
Form	Vollanatomische Form mit gekrümmten Fingern			
Stulpe	Rollrand			
Oberflächen	Mikrorauh, SIlikonisiert			
Oberflächenbehandlung (Innen)	Polymer Beschichtung			
Hanschuhmaterial	Naturkautschuklatex			
Latex Allergy Risiko	Enthält Naturkautschuklatex, das möglicherweise allergische Reaktionen z.B. anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann			
Protein Gehalt	<u>≤</u> 30 μg/g			
Puder	Puderfrei			
Zusatzstoffe:				
Beschleuniger	Zn-Dithiocarbamat			
Frei von	Thiazolen, Thiuramen, Thiourean			
Vulkanisationsmittel	Schwefel			
Aktivator	Zinkoxid			
Alterungsschutz	Sterisch-modifizierte Phenole			
Physikalische Eigenschaften:				
Reißfestigkeit (Median)	≥ 9 N bis zum Verfallsdatum			
Dehnbarkeit Vor der Alterung	≥ 760 %			
Nach der Alterung	≥ 760 %			
Dehnstärke Vor der Alterung	≥ 25 MPa			
Nach der Alterung	≥ 19 MPa			
Wasserhaltetest	AQL 1.0			
Angewandte Normen	ISO 10282, EN 455 1-4, EN 374-3, ISO 16604, ISO 11137, ASTM D3577, ASTM F1671, ASTM D5712			
EC Zertifikat	Medizinprodukt Klasse IIa CE 0123, gemäß MDD 93/42/EEC			
Qualitätszertifikate	ISO 9001, ISO 13485			