Wewa® Ped Fersenkissen zur Druckentlastung

Die Fersenkissen dienen zur Vibrationsdämpfung und Druckentlastung im Fersenbereich. Die blaue Zone ermöglicht eine gezielte Druckentlastung im Bereich des Fersenbeines und sorgt so für eine punkt-genaue Stoßabsorbtion.

Indikationen

- Fersensporn
- · Beschwerden der Achillessehne
- Degenerative Veränderungen der Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule Nicht anwenden bei einer Silikonüberempfindlichkeit.

Anwendungshinweis

· Die Fersenkissen werden so in den Schuh gelegt, dass die flache Kante zur Fußspitze zeigt

Material

• 100% Silikon

Pflege- und Waschhinweise

- Bei Bedarf können die Fersenkissen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden
- OKBAD.

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!







